

MultiMotion

ATT BYTA KRAFTRIKTNINGEN FRÅN RÖD TILL GUL



Håll leden i en neutral position. (Släpp ev spänning på fjädern)



Lyft bort den röda fjäderna och för armen till höger ca klockan 14.30.



Lägg i den gula fjädern. Var noga med att den första böjen på fjädern kommer över den lilla halvmåneformade mässingsdelen.



Lägg tillbaka kraftindikatortorskivan med den gula sidan upp.

ATT BYTA KRAFTRIKTNINGEN FRÅN GUL TILL RÖD




Håll leden i en neutral position. (Släpp ev spänning på fjädern)



Lyft bort den gula fjäderna och för armen till vänster ca klockan 9.30.



Lägg i den röda fjädern. Var noga med att den första böjen på fjädern kommer över den lilla halvmåneformade mässingsdelen.



Lägg tillbaka kraftindikatortorskivan med den röda sidan upp.