




# EVO<sup>®</sup>, EVO<sup>®</sup> w/Hinge & EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup> Ankle Stabilizer Instructions For Use



A



B



C



D



E

Medical Specialties, Inc.  
4600-K Lebanon Rd.  
Charlotte, NC 28227 USA  
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060  
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060  
e-mail: request@medspec.com  
www.medspec.com



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover, Germany

CE

EVO<sup>®</sup> and Quattro<sup>®</sup> are registered trademarks of Medical Specialties, Inc.  
Patent number(s): US 8,721,578; US 8,808,215; US 9,375,339;  
US 9,737,430; US 10,383,404; AU 2008317265; CA 2,703,266;  
European (AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IE, NL, NO, SE) 2203135;  
patent pending

## English

Before using this product, please carefully read all instructions and warnings.

**Warning:** If you experience any increased pain, swelling, or any unusual reactions while using this product, immediately consult your medical professional. This product is for single patient use only. There is no guarantee that use of this product will prevent injury.

A. Place your foot with sock inside the boot of the **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup> w/ Hinge** or **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>** Ankle Stabilizer. Feed lace through remaining eyelets, tighten and tie. **Make sure lace is tight between all eyelets and tied securely to ensure adequate support.**

B. Bring one stabilizing strap forward and across the top of the foot. Continue wrapping first stabilizing strap under the heel and attach the end of strap to the side of the boot. Repeat steps above for the other stabilizing strap.

C. Place foot flat on the floor. Use the finger loops at the end of both straps to free them from the sides of the boot. **IMPORTANT: PULL STRAPS UP FIRMLY.** Stabilizing straps must be tight for proper support. Reattach straps to boot. Repeat if needed.

D. Wrap elastic cuff closure over tied laces and secured straps. For optimum performance and support, the elastic cuff should be stretched to a point where the **EVO** or **Quattro** logo is facing forward.

E. **EVO<sup>®</sup> w/ Hinge** Ankle Stabilizer may also be worn without plastic hinge as advised by your medical provider. To remove plastic hinge, disengage all straps, then disengage hook & loop fasteners on plastic hinge from both sides of boot.

**Washing Instructions:** Engage all closure straps before machine washing. Hand or machine wash on gentle cycle in warm water with mild detergent and no bleach. Rinse thoroughly. Air dry.

**Warranty:** Products manufactured by Med Spec have a limited warranty against defects in materials or workmanship for a period of six months from date of shipment. Please contact the business that supplied you with this product if you wish to return it.

## Espanol

Antes de usar este producto, lea detenidamente todas las instrucciones y advertencias.

**Advertencia:** Si presenta aumento del dolor, inflamación o cualquier reacción inusual durante el uso de este producto, consulte de inmediato a su profesional médico. Este producto está destinado al uso exclusivo de un solo paciente. No se dan garantías de que el uso de este producto prevendrá una lesión.

A. Introduzca el pie con media en la parte de la bota del estabilizador de tobillo **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup> c/bisagra** o **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>**. Pase el cordón por los ojales, ajuste y ate. **Asegúrese de que el cordón quede tirante entre todos los ojales y de que esté bien atado para lograr un sostén adecuado.**

B. Lleve una correa estabilizadora hacia delante cruzando por la parte superior del pie. Continúe envolviendo la primera correa estabilizadora debajo del talón y fije el extremo de la correa en el costado de la bota. Repita los pasos anteriores con la otra correa estabilizadora.

C. Coloque el pie en el piso, bien apoyado. Con los dedos, tire de las presillas en el extremo de ambas correas para liberarlas de los costados de la bota. **IMPORTANT: LEVANTE LAS CORREAS CON FIRMEZA.** Las correas estabilizadoras deben quedar tirantes para un soporte correcto. Vuelva a fijar las correas a la bota. Repita si fuera necesario.

D. Coloque el cierre del manguito elástico envolviendo los cordones y las correas amarrados. Para un rendimiento y un soporte óptimos, el manguito elástico debe estirarse hasta que el logotipo de **EVO** o **Quattro** quede hacia adelante.

E. El estabilizador de tobillo con bisagra **EVO<sup>®</sup>** también se puede usar sin bisagra plástica, según lo aconseje su profesional médico. Para retirar la bisagra plástica, desprenda todas las correas, luego desprenda los cierres de abrojo (velcro) en la bisagra plástica de ambos costados de la bota.

**Instrucciones de lavado:** Ate todas las correas de cierre antes de lavar a máquina. Lave a mano o máquina en un ciclo delicado con agua tibia y detergente suave, sin lejía. Enjuague bien. Deje secar al aire.

**Garantía:** Los productos fabricados por Med Spec cuentan con garantía limitada por defectos en los materiales o la mano de obra durante un período de seis meses a partir de la fecha de envío. Comuníquese con el comercio vendedor que le suministró este producto si desea devolverlo.

## Deutsch

Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch.

**Achtung:** Wenn bei der Anwendung dieses Produkts stärkere Schmerzen, Schwelungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen eintreten, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt. Dieses Produkt ist nur zur Anwendung an einem einzigen Patienten bestimmt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass dieses Produkt Verletzungen verhindert.

A. Stecken Sie den Fuß mit Socke in den Stiefelteil des **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup> w/ Hinge** oder **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>** Ankle Stabilizer. Führen Sie die Schnürsenkel durch die restlichen Ösen, ziehen Sie fest und binden Sie eine Schleife. **Achten Sie darauf, dass die Schnürsenkel zwischen allen Ösen angespannt und fest abgebunden sind, um eine ausreichende Stütze zu gewährleisten.**

B. Führen Sie einen Stabilisierungsgurt nach vorne über den Fußrücken. Führen Sie den ersten Stabilisierungsgurt weiter unter der Ferse hindurch und befestigen Sie das Gurtende seitlich an der Orthese. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte mit dem anderen Stabilisierungsgurt.

C. Stellen Sie den Fuß flach auf den Boden. Fassen Sie die Fingerschlaufen am Gurtende, um die Enden von der Orthese zu lösen. **WICHTIG: ZIEHEN SIE DIE GURTE FEST NACH OBEN.** Die Stabilisierungsgurte müssen fest angezogen werden, um eine ausreichende Stütze zu bieten. Bringen Sie die Gurte wieder an der Orthese an. Wiederholen Sie diesen Vorgang, falls erforderlich.

D. Wickeln Sie den elastischen Manschettenverschluss über die gebundenen Schnüre und befestigen Sie die Gurte. Für eine optimale Funktion und Stütze sollten die Elastikmanschetten so weit gedehnt werden, dass das **EVO**- oder **Quattro**-Logo nach vorne zeigt.

E. Der **EVO<sup>®</sup> w/ Hinge** Ankle Stabilizer kann auf Rat Ihres medizinischen Anbieters ohne Kunststoffgelenk getragen werden. Um das Kunststoffgelenk zu entfernen, lösen Sie alle Gurte und dann die Klettverschlüsse des Kunststoffgelenks an beiden Seiten der Orthese.

**Waschanleitung:** Befestigen Sie vor der Maschinenwäsche alle Gurte. Waschen Sie das Produkt von Hand oder im Schonwaschgang in warmem Wasser mit einem milden Waschmittel und ohne Bleichmittel. Spülen Sie die Orthese gründlich. Lassen Sie das Produkt an der Luft trocknen.

**Garantie:** Auf Med Spec hergestellte Produkte wird eine beschränkte Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für sechs Monate nach dem Auslieferungsdatum gewährt. Wenn Sie dieses Produkt zurückgeben möchten, wenden Sie sich an die Firma, von der sie es bezogen haben.

## Francais

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement toutes les instructions et mises en garde.

**Mise en garde :** si vous présentez toute aggravation de la douleur, tout gonflement ou autre réaction inhabituelle lorsque vous utilisez ce produit, consultez immédiatement votre professionnel de la santé. Ce produit est réservé à un seul patient. Rien ne garantit que l'utilisation de ce produit préviendra les blessures.

A. Placez votre pied avec une chaussette dans la botte du stabilisateur de cheville **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup> avec charnière** ou **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>**. Insérez le lacet dans les œillets restants, serrez, puis nouez. **Veuillez à ce que le lacet soit serré entre tous les œillets et bien noué pour assurer un soutien adéquat.**

B. Amenez une sangle de stabilisation en avant et en travers du dessus du pied. Continuez à enrouler la première sangle de stabilisation sous le talon, puis attachez l'extrémité de la sangle sur le côté de la botte. Répétez les étapes ci-dessus pour l'autre sangle de stabilisation.

C. Appuyez la plante du pied sur le sol. Utilisez les boucles pour doigts à l'extrémité des deux sangles pour les libérer des côtés de la botte. **IMPORTANT : TIREZ FERMEMENT LES SANGLES VERS LE HAUT.** Les sangles de stabilisation doivent être bien serrées pour assurer un soutien adéquat. Fixez à nouveau les sangles à la botte. Recommencez si nécessaire.

D. Avvoleggiare la fascia elastica attorno a lacci e cinghie chiuse. Per ottenere prestazioni e un supporto ottimali, la fascia elastica va tirata fino a quando il logo **EVO** o **Quattro** non è rivolto in avanti.

E. Lo stabilizzatore per caviglia **EVO<sup>®</sup>** con snodo può essere indossato anche senza snodo in plastica, in base alle raccomandazioni del medico. Per rimuovere lo snodo in plastica, sganciare tutte le cinghie, quindi aprire tutte le chiusure a velcro sullo snodo in plastica su entrambi i lati dello stivale.

**Istruzioni di lavaggio:** prima di inserire in lavatrice, chiudere tutte le cinghie di chiusura. Lavare a mano o in lavatrice con ciclo delicato in acqua tiepida con un detergente per delicati senza candeggina. Risciacquare abbondantemente. Lasciare asciugare all'aria.

**Garantie :** les produits fabriqués par Med Spec bénéficient d'une garantie limitée contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date d'expédition. Veuillez contacter l'entreprise qui vous a fourni ce produit si vous souhaitez le retourner.

## Italiano

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentivamente tutte le istruzioni e le avvertenze.

**Avvertenza:** qualora si dovesse manifestare un aumento del dolore o del gonfiore o altre reazioni inusuali durante l'uso del prodotto, rivolgersi immediatamente a un medico. Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di un singolo paziente. Non si garantisce che l'uso del prodotto possa prevenire eventuali lesioni.

A. Inserire il piede con indosso un calzino nello stivale dello stabilizzatore per caviglia **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup> con snodo** o **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>**. Inserire il laccio nelle restanti asole, stringerlo e allacciarlo. **Per garantire un supporto adeguato, assicurarsi che i lacci tra le asole siano ben stretti e allacciati saldamente.**

B. Portare una delle cinghie di stabilizzazione in avanti, facendola passare sopra il piede. Quindi far passare la cinghia di stabilizzazione sotto al tallone e fissarne l'estremità sul lato dello stivale. Ripetere gli stessi passaggi anche per l'altra cinghia di stabilizzazione.

C. Appoggiare la pianta del piede sul pavimento. Utilizzare gli occhielli sull'estremità di entrambe le cinghie per staccarle dai lati dello stivale. **IMPORTANTE: TIREZ FERMEMENT LES SANGLES VERS LE HAUT.** Le cinghie di stabilizzazione devono essere ben aderenti per garantire un supporto adeguato. Riattaccare le cinghie allo stivale. Se necessario, ripetere l'operazione.





D. Avvolgere la fascia elastica attorno a lacci e cinghie chiuse. Per ottenere prestazioni e un supporto ottimali, la fascia elastica va tirata fino a quando il logo **EVO** o **Quattro** non è rivolto in avanti.

E. Lo stabilizzatore per caviglia **EVO<sup>®</sup>** con snodo può essere indossato anche senza snodo in plastica, in base alle raccomandazioni del medico. Per rimuovere lo snodo in plastica, sganciare tutte le cinghie, quindi aprire tutte le chiusure a velcro sullo snodo in plastica su entrambi i lati dello stivale.

**Istruzioni di lavaggio:** prima di inserire in lavatrice, chiudere tutte le cinghie di chiusura. Lavare a mano o in lavatrice con ciclo delicato in acqua tiepida con un detergente per delicati senza candeggina. Risciacquare abbondantemente. Lasciare asciugare all'aria.

**Garanzia:** i prodotti fabbricati da Med Spec sono corredati di una garanzia limitata contro i difetti materiali o di esecuzione valida per un periodo di sei mesi dalla data della spedizione. Per il resto del prodotto, rivolgersi al fornitore presso cui è stato effettuato l'acquisto.

# EVO<sup>®</sup>, EVO<sup>®</sup> w/Hinge & EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup> Ankle Stabilizer Instructions For Use




Medical Specialties, Inc.  
4600 Lebanon Rd.  
Charlotte, NC 28227 USA  
p: 800-334-4143 f: 800-694-9060  
p: 704-694-2434 f: 704-694-9060  
e-mail: request@medspec.com  
www.medspec.com



EC  
REP

MDSS GmbH  
Schiffgraben 41



EVO<sup>®</sup> and Quattro<sup>®</sup> are registered trademarks of Medical Specialties, Inc.  
Patent number(s): US 8,721,578; US 8,808,215; US 9,375,339;  
US 9,737,430; US 10,383,404; AU 2008317265; CA 2,703,266;  
European (AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IE, NL, NO, SE) 2203135;  
patent pending

## Nederlands

Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

**Waarschuwing:** Raadpleeg onmiddellijk uw medische zorgverlener als u tijdens het gebruik van dit product toegenomen pijn, zwelling of ongewone reacties ervaart. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik door één patiënt. Er is geen garantie dat het gebruik van dit product letsel voorkomt.

A. Plaats uw voet met sok/kous in het laarsgedeelte van de **EVO<sup>®</sup>**-enkelstabilisator, **EVO<sup>®</sup>**-enkelstabilisator met scharnier of **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>**-enkelstabilisator. Voer de veter door de resterende ogen, trek aan een knoop vast. **Zorg ervoor dat de veter strak tussen alle ogen zit en stevig is vastgeknoopt om voldoende ondersteuning te garanderen.**

B. Breng een stabilisatiemriem naar voren en over de bovenkant van de voet. Wikkel de eerste stabilisatiemriem verder onder de hiel door en bevestig het uiteinde van de riem aan de zijkant van de schoen. Herhaal bovenstaande stappen voor de andere stabilisatiemriem.

C. Plaats de voet plat op de vloer. Gebruik de vingerlusjes aan het einde van beide riemen om deze los te maken van de zijkanten van de laars. **BELANGRIJK: TREK DE RIEMEN STEVIG AAN.** De stabilisatiemriem moet strak zitten voor een goede ondersteuning. Bevestig de riemen opnieuw aan de laars. Herhaal, indien nodig.

D. Wikkel de elastische manchetsluiting over de veters en de vastgezette riemen. Voor optimale prestaties en ondersteuning moet de elastische manchet worden uitgericht tot waar het **EVO-** of **Quattro**-logo naar voren is gericht.

E. De **EVO<sup>®</sup>**-enkelstabilisator met scharnier kan ook zonder plastic scharnier worden gedragen, indien geadviseerd door uw medische zorgverlener. Om de plastic scharnier te verwijderen, maakt u alle riemen los en maakt u vervolgens de haak- en lusbevestigingen op de plastic scharnier los aan beide zijden van de laars.

**Wasvoorschrift:** Maak alle bevestigingsriemen vast voor het wassen in de wasmachine. Hand- of machinewas op zachte cyclus in warm water met een mild reinigingsmiddel en zonder bleekmiddel. Grondig spoelen. Laten drogen aan de lucht.

**Garantie:** Producten vervaardigd door Med Spec hebben een beperkte garantie voor materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden vanaf de verzendingsdatum. Neem contact op met het bedrijf dat u dit product heeft geleverd als u het wilt retourneren.

## Dansk

Før du bruger dette produkt, skal du læse alle instruktioner og advarsler omhyggeligt.

**Advarsel:** Hvis du oplever øget smerte, hævelse eller usædvanlige reaktioner, mens du bruger dette produkt, skal du straks kontakte din læge. Dette produkt må kun bruges til en enkelt patient. Der er ingen garanti for, at brug af dette produkt forhindrer personskade.

A. Anbring fodden med sokken på i støvlen **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup>** med/hængsel eller **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>** Ankelstabilisator. Før snørebåndene gennem de resterende øjenhuller, stram og bind dem. **Sørg for, at snørebåndene er stramme i alle øjenhuller, og godt bundet**

B. Før en stabiliseringssrem fremad og på tværs over fodens overside. Fortsæt med at vikle den første stabiliseringssremme ind under hælen, og fastgør enden af remmen på siden af støvlen. Gentag ovenstående trin for den anden stabiliseringssrem.

C. Anbring fodden fladt på gulvet. Brug fingerløkkerne for enden af begge remme til at frigøre dem fra siderne af støvlen. **VIGTIGT: TRÆK OPAD I REMMENE TIL DE ER STRAMME.** Stabiliseringssremmene skal være stramme for at give ordentlig støtte. Fastgør remmene til støvlen igen. Gentag om nødvendigt.

D. Vikl den elastiske manchettluftning om snørebåndene og de fastgjorte remme. For at opnå optimal ydeevne og støtte, skal elastisk manchetten strækkes til et punkt, hvor **EVO-** eller **Quattro**-logoen vender fremad.

E. **EVO<sup>®</sup>** Ankelstabilisator med/hængsel kan også bæres uden plasthængslet efter anvisning fra din behandler. Fjern plasthængslet, frigør alle remme, frigør velcro-lukningerne på plasthængslet på begge sider af støvlen.

**Vaskanvisninger:** Luk alle lukningsremme inden maskinvask. Hånd- eller maskinvask ved finvaskecyklus i varmt vand med et mildt vaskemiddel uden blekestoffer. Skyl grundigt. Lufttørres.

**Garanti:** Produkter, der er produceret af Med Spec har en begrænset garanti mod defekter i materialer eller udførelse i en periode på seks måneder fra forsendelsesdatoen. Kontakt den virksomhed, der har leveret dig dette produkt, hvis du ønsker at returnere det.

## Svensk

Läs alla instruktioner och varningar noggrant före du använder denna produkt.

**Varning:** Om du upplever en ökad smärta, svullnad, eller någon ovanlig reaktion medan du använder denna produkt, kontakta omedelbart din läkare. Denna produkt är endast avsedd att användas av en enskild patient. Det finns inga garantier för att användning av denna produkt förhindrar skada.

A. Placera din fot med socka inuti stöveln i **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup>** med/hängsel eller **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>** Ankelstabilisator. Mata snöret genom kvarstående öglor, dra åt och bind. **Se till att snöret är spänt mellan alla öglor och bind hållbart för att säkra ordentligt stöd.**

B. För en stabiliseringssrem framåt och över fotens överdel. Fortsätt att linda den första stabiliseringssremmen under hälen och fast ändan på remmen i sidan på stövlen. Repetera ovanstående med den andra stabiliseringssremmen.

C. Placera foten platt på golvet. Använd fingerloopen i ändan på respektive rem för att lösgöra dem från sidorna på stövlarna. **VIGTIGT: DRA FAST REMMarna ORDENTLIGT.** De stabiliseringssremmarna måste vara ordentligt tilldragna för att ge tillräckligt stöd. Fast remmarna vid stöveln på nytt. Upprepa om nödvändigt.

D. Linda elastisk manschettluftning över bundna snören och säkrade remmar. För optimal funktion och stöd, bör den elastiska manchetten sträckas fram till där **EVO-** eller **Quattro**-logon är riktad framåt.

E. **EVO<sup>®</sup>** w/ Hinge Ankle Stabilizer kan bäras även utan plastled, enligt vad din vårdgivare rekommenderar. För att ta bort plastleder, lösgör alla remmar, ta sedan bort kardborrbanden på plastleden från bågiga sidor.

**Instruktioner för tvätt:** Fast samtliga förslutningsremmar före maskintvätt. Hand- eller maskintvätt på ett skonsamt sätt i varmt vatten med milt tvättmedel och utan blekmedel. Skölj noggrant. Lufttorka.

**Garanti:** Produkter som är tillverkade av Med Spec har en begränsad garanti för defekter i materialer eller för tillverkningsfel under en period på sex månader från leveransdatum. Kontakta affären där du köpte produkten om du önskar återlämna den.

## Suomi

Ennen tämän tuotteen käyttöä lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti.

**Varoitus:** Jos tämän tuotteen käytön yhteydessä ilmenee lisääntynytä kipua, turvustuta tai epätavallisia reaktioita, käännä välittömästi lääketieteen ammattilaisten puoleen. Tämä tuote on potilaskohtainen. Ei voida taata, että tämän tuotteen käyttö estää loukkautumisen.

A. Aseta jalakaterä, jossa on sukka, **EVO<sup>®</sup>**, saranalaisen **EVO<sup>®</sup>** tai **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>**-nilkkatuun saappaan sisään. Syötä nyöri jäljellä olevien silmukoiden läpi, kiristä ja solmi. **Varmista, että nyöri on tiukalla kaikkien silmukoiden väliillä ja solmittu tukevasti riittävän tuen saamiseksi.**

B. Vie yksi tukihihna eteenpäin ja jalkaterän yläosan poikki. Jatka ensimmäisen tukihihnan käärimistä kantapään alle ja kiinnitä hihnan päällä saappaan sivulle. Toista edellä mainitut vaiheet toiselle tukihihnalalle.

C. Aseta jalakaterä tasaisesti lattialle. Käytä sormisilmukoita molempien hihnojen päissä ympäriätkäsi ne saappaan sivuilta. **TÄRKEÄÄ: VEDÄ HIHOJA YLÖSPÄIN LUJASTI.** Tukihihnojen on oltava tiukalla, jotta tuki olisi asianmukainen. Kiinnitä hihnat saappaaseen. Toista tarvittaessa.

D. Käärä joustava mansetti nyörien ja kiinnitettyjen hihnojen päälle. Optimaalista suorituskyykyä ja tukea varten joustava mansetti on venytettävä kohtaan, jossa **EVO-** tai **Quattro**-logon on etusuuntaan.

E. **EVO<sup>®</sup>** ankelstabilisator m/hengsel Fjern plasthengselen ved å løsne alle stropper, og løsne deretter krok- og lokkefestene på plasthengselen fra begge sider av støvelen.

**Pesuhje:** Kiinnitä kaikki kiinnityshihnat ennen konepesua. Pese käsini tai koneessi hihenpesuhjelmalla lämpimässä vedessä käytäen mietoa pesuainetta, ei valkaisuainetta. Huuhtelee perusteellisesti. Anna kuivua itsestään.

**Takuu:** Med Spec -yhtiön valmistamilla tuotteilla on materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva rajoitettu kuuden kuukauden takuu, toimituspäivästä lukien. Jos haluat palauttaa tuotteen, ota yhteyttä yritykseen, joka toimitti sinulle tämän tuotteen.

## Norsk

Før du bruker dette produktet må du nøye lese alle instruksjoner og advarsler.

**Advarsel:** Hvis du opplever økte smerte, hevelse eller noen uvanlige reaksjoner når du bruker dette produktet, må du umiddelbart ta kontakt med legen din. Dette produktet er til bruk kun på én pasient. Det er ingen garanti for at bruken av dette produktet vil forhindre skade.

A. Plasser foten med sokken på inni støvelen til **EVO<sup>®</sup>**, **EVO<sup>®</sup>** m/hengsel eller **EVO<sup>®</sup> Quattro<sup>®</sup>**-ankelstabilisator. Trekk lissen gjennom de givende hullene, stram til og knyt. **Påse at lissen er stram mellom alle hullene og knyttet godt til for å sikre skikkelig støtte.**

B. Trekk én stabiliseringssstropp fremover og over toppen av foten. Fortsett å vikle stroppen under hælen og fest enden av stroppen på siden av støvelen. Gjenta trinnene ovenfor for den andre stabiliseringssstroppen.

C. Sett foten flatt ned på gulvet. Bruk fingerløkkene på enden av begge stroppene for å løsne dem fra siden av støvelen. **VIGTIG: TREKK STROPPENE GODT TIL.** Stabiliseringssstroppene må være stramme for riktig støtte. Fest stroppen på støvelen igjen. Gjenta etter behov.

D. Trekk den elastiske manchettluftningen over lisene, og fest stroppene. For optimal ytelse og støtte må den elastiske muffen strekkes til et punkt der **EVO-** eller **Quattro**-logoen vender fremover.

E. **EVO<sup>®</sup>** ankelstabilisator m/hengsel Fjern plasthengselen ved å løsne alle stropper, og løsne deretter krok- og lokkefestene på plasthengselen fra begge sider av støvelen.

**Vaskinstruksjoner:** Fest alle lukkestroppene før maskinvask. Hånd- eller maskinvask på skånsom syklus i varmt vann med mildt vaskemiddel og uten blekmiddel. Skyll grundig. Lufttør.

**Garanti:** Produkter produsert av Med Spec har en begrenset garanti mot defekter i materialer eller utførelse i en periode på seks måneder fra forsendelsesdatoen. Hvis du ønsker å returnere det, må du kontakte virksomheten som leverte produktet.