


AGA/10 - Air Gel Ankle

ENGLISH
Product Description
Universal ankle stirrup.

Usage Information (See diagram)

1. Wrap brace around ankle, tucking brace under the heel as shown.
- 2 - 4. Apply straps to secure brace, ensuring a firm, comfortable fit without feeling tight.
5. Use the side heel straps to tighten brace around heel for a more secure fit. Re-adjust as required, ensuring a firm, comfortable fit without feeling tight.

Sizes and Fit

Size	
Universal	

Indications for Use

- Mild to moderate ankle sprains.
- Chronic ankle instability.
- Post cast and post walker support.
- Ankle injury rehabilitation.
- Post-surgical.

Contraindications

- Do not apply the product in direct contact with broken skin.

Warnings and Precautions

We recommend the initial fitting of this brace be conducted by a suitably qualified healthcare professional who will advise the period of use.

- Carefully read all instructions and warnings prior to use.
- Follow all instructions to ensure proper performance of the brace.
- Do not use if liniments, ointments, gels, creams or any other substances have been applied to the affected area.
- Do not re-use for another patient, doing so risks cross infection and can compromise product integrity.
- Perform regular skin and circulation checks, especially patients with diabetes, vascular deficiencies and neurological conditions.
- Should any adverse reactions occur, please cease use and contact your healthcare professional or provider of this product.
- The durability of the brace may be compromised by certain factors, e.g., objects with sharp edges or damage to the hook and loop fasteners. To prevent this the hook and loop fasteners should always be fastened when the brace is not being worn or when being washed.

Washing and Care Instructions

1. Hand wash liner with mild detergent.
2. Wipe down the shell with clean damp cloth and mild detergent and allow to air dry.
3. Check for any degradation that may affect use.
4. Periodically check Hook/Loop fasteners are operating securely.

Product Composition

PE, Air, Gel, Nylon, PVC.

Storage and Transport Conditions

Store in a cool, dry place out of direct sunlight, in the original packaging.

Recycling and Disposal

Packaging and constituent parts should be recycled or safely disposed in accordance with local or national laws.

Serious Incident

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority of the EU Member state, or country in which you reside.

DEUTSCH
Produktbeschreibung
Universeller Knöchelbügel.

Anwendungsinformationen (siehe Diagramm)

1. Stütze um Knöchelwickeln und Stütze wie dargestellt um den Knöchel anlegen.
- 2 - 4. Gurte anlegen, um Stütze zu befestigen, und dabei einen festen, angenehmen Sitz sicherstellen, ohne dass sie zu fest ist.
5. Mit den Seitenfersengurten die Stütze um die Ferse herum straffen, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Bei Bedarf anpassen und dabei eine feste, bequeme Passform sicherstellen, ohne dass sie zu fest ist.

Größen und Passform

Größe	
Universell	

Indikationen für den Einsatz

- Leichte bis mittlere Knöchelverstauchungen.
- Chronische Knöchelininstabilität.
- Unterstützung nach einer Schiene und nach einer Orthese.
- Rehabilitation nach einer Knöchelverletzung.
- Post-chirurgisch.

Gegenanzeigen

- Bringen Sie das Produkt nicht in direktem Kontakt mit beschädigter Haut an.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Wir empfehlen, dass die Erstanpassung dieser Stütze von einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft durchgeführt wird, die Sie über die Dauer der Verwendung berät.

- Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Funktion der Stütze sicherzustellen.
- Nicht verwenden, wenn Einreibmittel, Salben, Gele, Cremen oder andere Substanzen auf den betroffenen Bereich aufgetragen wurden.
- Nicht bei einem anderen Patienten wiederverwenden, da dies eine Kreuzinfektion zur Folge haben und die Produktintegrität beeinträchtigen kann.
- Nehmen Sie regelmäßige Haut- und Kreislaufuntersuchungen vor, insbesondere bei Patienten mit Diabetes, Gefäßkrankheiten und neurologischen Erkrankungen.
- Sollten unerwünschte Reaktionen auftreten, beenden Sie bitte die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Anbieter dieses Produkts.
- Die Langlebigkeit der Stütze könnte durch bestimmte Faktoren beeinträchtigt werden, z. B. durch Objekte mit scharfen Kanten oder Schäden an den Klettverschlüssen. Um dies zu verhindern, sollten die Klettverschlüsse immer angezogen sein, wenn die Stütze nicht getragen oder wenn sie gewaschen wird.

Wasch- und Pflegehinweise

1. Waschen Sie die Einlage von Hand mit einem milden Reinigungsmittel.
2. Die Schale mit einem sauberen feuchten Lappen und mildem Reinigungsmittel abwaschen und an der Luft trocknen lassen.
3. Auf Beschädigungen achten, welche die Nutzung beeinträchtigen könnten.
4. Regelmäßig überprüfen, ob die Klettverschlüsse sicher funktionieren.

Produktzusammensetzung

PE, Luft, Gel, Nylon, PVC.

Lager- und Transportbedingungen

An einem kühlen, trockenen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt in der Originalverpackung aufbewahren.

Recycling und Entsorgung

Die Verpackung und die Bestandteile sollten recycelt oder sicher entsprechen der lokalen oder nationalen Gesetze entsorgt werden.

Ernster Zwischenfall

Melden Sie alle ernsten Zwischenfälle dem Hersteller und der befugten Behörde des EU-Mitgliedstaates oder Landes, in dem Sie ansässig sind.

FRANÇAIS
Description du produit
Étrier pour cheville universel.

Information d'utilisation (Voir diagramme)

1. Enroulez l'orthèse autour de la cheville, en la plaçant sous le talon comme indiqué.
- 2 - 4. Appliquez les sangles pour fixer l'orthèse, en veillant à ce qu'elle soit ferme et confortable sans être serrée.
5. Utilisez les sangles latérales du talon pour resserrer l'orthèse autour du talon pour un ajustement plus sûr. Réajustez selon les besoins, afin d'assurer une ajustement ferme et confortable sans être serré.

Tailles et ajustements

Taille	
Universel	

Indications d'utilisation

- Entorses légères à modérées de la cheville.
- Instabilité chronique de la cheville.
- Soutien post plâtre et post déambulateur.
- Rééducation des blessures de la cheville.
- Posquirúrgico.

Contre-indications

- Ne pas appliquer le produit en contact direct avec une peau abîmée.

Avertissements et précautions

Nous recommandons que l'installation initiale de l'orthèse soit effectuée par un professionnel de la santé dûment qualifié qui conseillera à propos de durée de la période d'utilisation.

- Lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant l'utilisation.
- Suivez toutes les instructions pour assurer le bon fonctionnement de l'orthèse.
- Ne pas utiliser si des liniments, des pommades, des gels, des crèmes ou toute autre substance ont été appliqués sur la zone affectée.
- Ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient, car cela risque de provoquer une infection croisée et de compromettre l'intégrité du produit.
- Effectuez des contrôles réguliers de la peau et de la circulation, en particulier chez les patients souffrant de diabète, de déficiences vasculaires et de troubles neurologiques.
- En cas d'effets indésirables, veuillez cesser l'utilisation et contacter votre professionnel de santé ou le fournisseur de ce produit.
- La durabilité de l'orthèse peut être compromise par certains facteurs, par exemple des objets aux bords tranchants ou des dommages aux attaches auto-agrippantes. Pour éviter cela, les fermetures auto-agrippantes doivent toujours être attachées lorsque l'orthèse n'est pas porté ou lorsqu'il est lavé.

Instrucciones de lavado y cuidados

1. Lavar a mano el forro con un detergente suave.
2. Limpiar la carcasa con un paño limpio y húmedo y un detergente suave y dejarla secar al aire.
3. Compruebe si hay alguna degradación que pueda afectar al uso.
4. Compruebe periódicamente que los cierres de gancho y bucle funcionan de forma segura.

Composición del producto

PE, aire, gel, nylon y PVC.

Condiciones de almacenamiento y transporte

Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa, en el embalaje original.

Reciclaje y eliminación

El embalaje y las piezas que lo componen deben reciclarse o eliminarse de forma segura de acuerdo con las leyes locales o nacionales.

Incidentes graves

Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro de la UE o del país en el que resida.

ESPAÑOL
Descripción del producto
Estribo universal para el tobillo.

Información sobre el uso (ver diagrama)

1. Envuelva la ortesis alrededor del tobillo, metiendo la ortesis bajo el talón como se muestra.
- 2 - 4. Aplique las correas para asegurar la ortesis, asegurando un ajuste firme y cómodo sin que se sienta apretado.
5. Utilizar las correas laterales del talón para ajustar la abrazadera alrededor del talón para un ajuste más seguro. Se ajusta según sea necesario, asegurando un ajuste firme y cómodo sin que se sienta apretado.

Tallas y ajuste

Talla	
Universal	

Indicaciones para su uso

- Esguinces de tobillo de leves a moderados.
- Instabilidad crónica del tobillo.
- Apoyo posyoso y posandador.
- Rehabilitación de lesiones de tobillo.
- Posquirúrgico.

Contraindicaciones

- No aplicar el producto en contacto directo con la piel abierta.

Advertencias y precauciones

Recomendamos que la colocación inicial de esta ortesis sea realizada por un profesional sanitario debidamente cualificado que aconsejará sobre el periodo de uso.

- Antes del uso, leer detenidamente todas las advertencias e instrucciones.
- Siga todas las instrucciones para garantizar el correcto funcionamiento de la ortesis.
- No utilizar si se han aplicado linimentos, pomadas, geles, cremas o cualquier otra sustancia en la zona afectada.
- No reutilizar para otro paciente; al hacerlo, se corre el riesgo de infección cruzada y puede comprometer la integridad del producto.
- Realizar controles periódicos de la piel y la circulación, especialmente en pacientes con diabetes, deficiencias vasculares, deficiencias vasculares y afecciones neurológicas.
- En caso de producirse alguna reacción adversa, deje de utilizarlo y póngase en contacto con su profesional sanitario o con el proveedor de este producto.
- La durabilidad del dispositivo puede verse comprometida por ciertos factores: por ejemplo, objetos con bordes afilados o daños en los cierres de gancho y bucle. Para evitarlo, los cierres de gancho y bucle deben estar siempre cerrados cuando no se use la ortesis o cuando se lave.

Instrucciones de lavado y cuidados

1. Lavar a mano el forro con un detergente suave.
2. Limpiar la carcasa con un paño limpio y húmedo y un detergente suave y dejarla secar al aire.
3. Compruebe si hay alguna degradación que pueda afectar al uso.
4. Compruebe periódicamente que los cierres de gancho y bucle funcionan de forma segura.

Composición del producto

PE, aire, gel, nylon, PVC.

Condiciones de conservación y de transporte

Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa, en el embalaje original.

Riciclaggio e smaltimento

L'imballaggio e le parti che lo compongono devono essere riciclati o smaltiti in modo sicuro secondo le normative locali o nazionali.

Incidenti gravi

Segnalare qualsiasi incidente grave al produttore e all'autorità competente dello stato membro dell'UE o del paese in cui si risiede.

ITALIANO
Descrizione del prodotto
Tutore bivalve universale per caviglia.

Informazioni sull'uso (Vedi illustrazione)

1. Avvolgere il tutore intorno alla caviglia infilandolo sotto il tallone, come mostrato.
- 2 - 4. Applicare le cinghie per fissare il tutore, assicurando una vestibilità stabile e confortevole, senza compressioni.
5. Usare le cinghie laterali del tallone per stringere la abrazadera alrededor del talón para un ajuste más seguro. Se ajusta según sea necesario, asegurando un ajuste firme y cómodo sin que se sienta apretado.

Taglie e vestibilità

Taglia	
Universale	

Indicazioni per

NETHERLANDS**Product Beschrijving**

Universelle enkelband.

Gebruiksinfo (zie diagram)

- Wikkel de brace om de enkel en stop de brace onder de hiel zoals afgebeeld.
- Breng riemen aan om de brace vast te zetten en zorg voor een stevige, comfortabele pasvorm zonder strak aan te voelen.
- Gebruik de hielbanden aan de zijkant om de brace rond de hiel vast te maken voor een stevigere pasvorm. Pas indien nodig opnieuw aan en zorg voor een stevige, comfortabele pasvorm zonder strak aan te voelen.

Maten en pasvorm

Maat
Universell

Gebruksaanwijzingen

- Milde tot matige enkelverstuikingen.
- Chronische enkelinstabilität.
- Ondersteuning voor na gipsverband of looprek.
- Revalidatie van enkelblessures.
- Postoperatief.

Contra-indications

- Breng het product niet in direct contact met een beschadigde huid.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

We raden aan dat de eerste aanpassing van dit hulpmiddel wordt uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde professionele zorgverlener die de gebruiksperiode zal adviseren.

- Lees voor gebruik alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig.
- Volg alle instructies om een goede werking van het hulpmiddel te garanderen.
- Niet gebruiken als smeersels, salven, gels, crèmes of andere substanties op het aangedane gebied zijn aangebracht.
- Niet hergebruiken voor een andere patiënt, aangezien een risico op kruisbesmetting bestaat en de product integriteit in gevaar kan worden gebracht.
- Voor regelmatig huid- en bloedcirculatiecontroles uit, voorbij bij patiënten met diabetes, vasculaire gebreken en neurologische aandoeningen.
- Als er bijwerkingen optreden, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts of leverancier van dit product.
- De duurzaamheid van het hulpmiddel kan worden aangesteld door bepaalde factoren, bijv. Voorwerpen met scherpe randen of schade aan de klittenbandsluitingen. Om dit te voorkomen, moeten de klittenbandsluitingen altijd worden vastgemaakt als het hulpmiddel niet wordt gedragen of wordt gewassen.

Was-en onderhoudsinstructies

- Handwas de voering met een mild wasmiddel.
- Veeg het plastic omhulsel af met een schone, vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel en laat aan de lucht drogen.
- Controleer op eventuele degradatie die het gebruik kan beïnvloeden.
- Controleer regelmatig of de klittenbandsluiting goed werkt.

Samenstelling van het product

PE, Air, Gel, Nylon, PVC.

Opslag- en transportcondities

Bewaar op een koele, droge plaats zonder direct zonlicht, in de originele verpakking.

Recycling en afvoer

De verpakking en de samenstellende onderdelen moeten worden gerecycled of veilig worden afgeweerd in overeenstemming met lokale of nationale wetten.

Ernstig incident

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat of het land waarin u woont.

DANSK**Produkt beskrivelse**

Universal ankel boje.

Oplysninger vedrørende anvendelse (se diagram)

- Sæt bøjlen rundt om anklen, træk bøjlen under hælen som vist.
- 4. Brug riemen til at sikre bøjlen, hvilket sikrer en fast, behagelig pasform uden at den føles stram.
- Brug hælstroppe i siden til at stramme bøjlen omkring hælen for en mere sikker pasform. Juster efter behov, hvilket sikrer en fast og behagelig pasform uden at føles for stram.

Størrelser og pasform

Størrelse
Universal

Indikationer for brug

- Milde tot matige enkelverstuikingen.
- Kronisk ankelstabilitet.
- Støtte til poststøbing og post walker.
- Rehabilitering af ankelsskader.
- Post-kirurgisk heling.

Kontraindikationer

- Påfør ikke produktet i direkte kontakt med brudt hud.

Advarsler og forholdsregler

Vi anbefaler, at den indledende tilpasning af dette udstyr udføres af en kvalificeret sundhedsperson, der kan rådgive vedrørende brug.

- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler inden brug.
- Følg alle instruktioner for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug ikke, hvis der er brugt påføringsstoffer, salver, geler, cremer eller andre stoffer på det berørte område.
- Må ikke genbruges til en anden patient, da det risikerer krydsinfektion og kan kompromittere produktintegriteten.
- Udfør regelmæssige hud- og cirkulationskontroller, især hos patienter med diabetes, vaskulære defekter og neurologiske tilstande.
- Hvis der opstår bivirkninger, bedes du stoppe og kontakte din sundhedsperson eller udbyder af dette produkt.
- Enheden holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelser på krog- og lokkefastgørelsесorganer. For at forhindre dette skal fastgørelsесorganer til krog og lokke altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Instruktioner vedrørende vask og pleje

- Vask foring i hånden med et milt rengøringsmiddel.
- Tør skallen ned med en ren fugtig klud og et milt rengøringsmiddel, og lad det lufttørre.
- Kontroller for enhver forringelse, der kan påvirke brugen.
- Kontroller med jævn mellemrum, at krog/lokke fastgørelsесorganer fungerer korrekt.

Produktsammensætning

PE, luft, gel, nylon, PVC.

Opbevarings- og transportforhold

Opbevar i original emballagen, på et koldt, tørt sted uden direkte sollys.

Genbrug og bortskaffelse

Emballage og bestanddele skal genbruges eller bortskaffes ifølge overensstemmelse med lokale eller nationale love.

Alvorlig hændelse

Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i EU-medlemsstaten eller det land, hvor du bor.

SUOMI**Tuotekuvaus**

Yleispätevä nilkkatuki.

Käytöntiedot (katso kaavio)

- Sæt bøjlen rundt om anklen, træk bøjlen under hælen som vist.
- 4. Påfør stropper for at sikre bøjlen, hvilket sikrer en fast, behagelig pasform uden at den føles stram.
- Brug hælstroppe i siden til at stramme bøjlen omkring hælen for en mere sikker pasform. Juster efter behov, hvilket sikrer en fast og behagelig pasform uden at føles for stram.

Størrelser og pasform

Koko
Yleispätevä

Käyttöohjeet

- Lieväti tai kohtalaistet nilkan revähdykset.
- Kroninen nilkan epävakaus.
- Stötte til poststøbing og post walker.
- Rehabilitering af ankelsskader.
- Post-kirurgisk heling.

Kontraindikationer

- Älä käytä tuotetta suorassa kosketuksessa rikkoutuneen ihon kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Suoittelimme, että tämän laitteen ensisovitus tehdään päätevän terveydenhuollon ammattilaisten toimesta, joka neuvoa käyttööän.

- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler inden brug.
- Følg alle instruktioner for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug ikke, hvis der er brugt påføringsstoffer, salver, geler, cremer eller andre stoffer på det berørte område.
- Må ikke genbruges til en anden patient, da det risikerer krydsinfektion og kan kompromittere produktintegriteten.
- Udfør regelmæssige hud- og cirkulationskontroller, især hos patienter med diabetes, vaskulære defekter og neurologiske tilstande.
- Hvis der opstår bivirkninger, bedes du stoppe og kontakte din sundhedsperson eller udbyder af dette produkt.
- Enheden holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelser på krog- og lokkefastgørelsесorganer. For at forhindre dette skal fastgørelsесorganer til krog og lokke altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Peusu- ja hoito-ohjeet

- Pese vuori käsissä medolla pesuaineella.
- Tør skallen ned med en ren fugtig klud og et milt rengøringsmiddel, og lad det lufttørre.
- Kontroller for enhver forringelse, der kan påvirke brugen.
- Kontroller med jævn mellemrum, at krog/lokke fastgørelsесorganer fungerer korrekt.

Produktsammensætning

PE, luft, gel, nylon, PVC.

Opbevarings- og transportforhold

Opbevar i original emballagen, på et koldt, tørt sted uden direkte sollys.

Genbrug og bortskaffelse

Emballage og bestanddele skal genbruges eller bortskaffes ifølge overensstemmelse med lokale eller nationale love.

Alvorlig hændelse

Pakkauksen ja osat on kierrättävä tai hävitettävä turvalliseksi paikallisten tai kansallisten lakiain mukaisesti.

Vakava sattumus

Ilmoita vakavista sattumuksista valmistajalle ja EU-maan tai asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

SVENSKA**Produktbeskrivning**

Universell ankelstötte.

Användningsinformation (se bilder)

- Linda stödet runt fotleden, stoppa in stödet under hälen såsom på bilden.
- 4. Applicera remmar för att sätta fast stödet, vilket säkerställer en fast och bekväm passform utan att känna åtsittande.
5. Använd hälestroppe för att stramme stöten runt hälen för en tättare passform. Justera efter behov, vilket säkerställer en fast och bekväm passform utan att känna åtsittande.

Storlek och passform

Storlek

Indikationer för användning

- milde till måttliga vristsviktningar.
- kronisk instabilitet i ankeln
- stötte efter bråk med gipsbandasjer eller walker-skinne/stövel
- rehabilitering av ankelsskader
- etter operasjoner

Kontraindikationer

- Applicera inte produkten i direkt kontakt med skadet hud.

Advarsler och forholdsregler

Vi rekommenderar att inledande montering av detta stöd utförs av lämplig kvalificerad vårdpersonal som ger råd om användningsperioden.

- Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia ohjeita laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Älä käytä, jos vaikutteluallenne on levitity linimentejä, salviaa, gleeleja, voiteita tai muita aineita.
- Älä käytä uudelleen eri potialalle, sillä se saattaa aiheuttaa risti-infektion ja vaaranta tuotteen eheyden.
- Suora sähännölliset ihon ja verenkiertojen tarkastukset, erityisesti potialilla, joilla on diabetes, lasikimoiden vajaatoiminta ja neurologisia sairauskutsia.
- Jos haittavaikutus ilmenee, loptaa käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai tämän tuotteen toimittaajaan.
- Om det uppstår biverkningar, vänligen sluta använda produkten och kontakta din läkare eller leverantören.
- Följ alla instruktioner för att säkerställa stödets korrekta prestanda.
- Älvänt inte om liniment, salvor, geler, krämer eller andra stoffer har blitt påfört det berörte området.
- Må ikke gjenbrukes for en annen pasient. Å gjøre det skaper risiko for kryssinfeksjon, og kan komromitte produktintegriteten.
- Gjennomfør regelmessige hud- og sirkulasjonskontroller, spesielt på pasienter med diabetes, vaskulære problemer og neurologiske tilstand.
- Hvis det skulle oppstå biverkninger, avslutt brukene og kontakt helsepersonell eller leverandøren av dette produktet.
- Skal ikke brukes hvis salver, geler, kremer eller andre stoffer har blitt påfört det berörte området.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe działanie stabilizatora.
- Należy regularnie kontrolować stan skóry w zakresie, szczególnie u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością naczyniową i schorzeniami neurologicznymi.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia lub dostawcą tego produktu.
- Pewne czynniki mogą zmniejszyć trwałość stabilizatora np. przedmioty o ostrych krawędziach lub uszkodzenia zapięć z rzepami. Aby temu zapobiec, rzepy powinny być zawsze zapięte, gdy stabilizator nie jest noszony lub w trakcie prania.

Tvätt- och skötselanvisningar

- Handvätta fodret med milt rengöringsmedel.
- Torka av fodret med en ren, fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel och låt det lufttorka.
- Kontrollera om det finns försämringsar som kan påverka användningen.
- Torka av fodret med en ren, fuktig klut och mildt rengöringsmedel, och låt det lufttorka.
- Om det uppstår biverkningar, vänligen sluta använda produkten och kontakta din läkare eller leverantören.
- Stödets hållbarhet kan äventyras av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på krok- och öglefästen. För att förhindra detta bör krok- och öglefästen alltid fästas när stödet inte bärer eller när det tvättas.
- Skall barrelefasen fungera som de skal med jevne mellomrom.

Produktsammansättning

PE, luft, gel, nylon, PVC.

Förvarings- och transportförhållanden

Förvara på en sval, torr plats utan direkt solljus, i originalförpackningen.

Återvinning och bortskaffande

Förpackningar och beständsdelar ska återvinnas eller kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala eller nationella lagar.