

Norsk

Bruksanvisning

- Løsne alle stroppene og ta polstringen ut av støvelen.
- Plasser foten inn i polstringen og sørge for at hælen plasseres så langt inn og bak som mulig, mot polstringens bakdel. Fest og pakk rundt fotklaffene, og fest deretter polstringens leggstykke. Polstringen skal sitte godt til fra topp til bunn, men bør ikke strammes til for hardt.
- Med plastbeskyttelsen fortsatt på skinnene, åpne forsiktig på begge sider av skinnene og plasser foten ned i støvelen med hælen først og framfoten etterpå.
- Når fot og legg er riktig plassert, fjern plastbeskyttelsen og trykk skinnene forsiktig mot foringen. Forsikre deg om at borrelåsen på støvelen berører foringen.
- Sett tilbake de 3 borrelåsbåndene på underbenet uten å spenne de fast. Fest båndene fra tærne og oppover. IKKE STRAM til for hardt da det kan føre til overtrykk på skadan og dermed ubehag.
- Støvelen fjernes ved at man løsner stroppene, åpner polstringen og så fjerner støvelen.

INSTILLING AV LEDDET

- A. Løsne skruen under plasthetten på begge sider. La skruen sitte igjen.
 B. Før leddet til ønsket vinkel, flytt låsspinne til ønsket plassering.
 C. Skruen skal strammes igjen om man ønsker låsing i fast posisjon. Dette kan kun gjøres i posisjonene 0°, 7,5°, 15° eller 22°.
 D. Sørg for at pinnene er korrekt montert og at åpningen av plastdekselet er skrudd bort fra dem.

FORHOLDSREGLER

1. Kontroller regelmessig pasienter uten følelse om de opplever hudirritasjon, varme flekker eller lignende. I henhold til gjeldende lover får dette produktet kun selges via eller av offentlig godkjent helsepersonale.
2. Forhør deg alltid med en lege eller en terapeut før du gjør endringer. Dette produktet skal brukes etter veileddning fra en helsearbeider. Produktet er ikke tiltent allmenn bruk uten tilsyn.
3. Må alltid undersøkes før bruk. Se etter ødelagte deler: slitte, opprevede eller tynnslitte materialer, eventuelt spenner, kroker eller borrelåser som ikke fungerer ordentlig. Et ødelagt produkt må ikke brukes. Produktet må ikke brukes når det er utslett, tynnslett eller på annen måte ødelagt.
4. Man må være forsiktig når man går på glatte eller våte gulvflater, for ikke å skli og bli skadet.

ADVARSLER

Må ikke brukes på pasienter som ikke er i stand til å gi uttrykk for smerte eller fysisk ubehag.

RENGJØRINGSANVISNINGER

Finvask i kaldt vann med mild såpe. Kan ikke tørkes i trommel, renses kjemisk eller blekes. Lufttørkes flatt.


TIL BRUK FOR KUN ÉN PASIENT

Suomi

Käyttöohje

- Irrota kaikki nauhat ja sekä kengän sisäosa.
- Aseta jalka sisäosaan ja varmista, että kanta on takana sisäosan takaosa vasten. Kiinnitä ensin jalkaläpät ja sen jälkeen sisäosan sääriosa. Sisäosan pitää olla napakka ylhäältä alas, mutta se ei saa kiristää.
- Anna muovisuojen olla vielä paikallaan kiskojen päällä ja työnnä varovasti kiskojen erilleen. Aseta jalka kenkään kanta ensin ja pääki sitten.
- Kun jalka ja sääri ovat kunnolla paikoillaan kengässä, irrota kiskojen muovisuoja ja paina niiden tarraosat sisäosaan kiinni.
- Pujota hihnat D-lenkkiin lävitse ja kiinnitä ne löyästi. Kiristä nyt nauhat aloittaen varpaista ja siirry sitten ylös raajaa pitkin. ÄLÄ kiristä liikaa, sillä se voi aiheuttaa liiallista painetta vammaan ja tuntua epämiellyttävältä.
- Poista kenkä jalasta avaamalla ensin nauhat ja sitten sisäosa. Ota jalka pois kengästä.

NIVELEN ASETUKSET

- A. Löysää muovikannen alla olevat ruuvit kiskojen molemmien puolin. Älä irrota ruuveja kokonaan.
 B. Aseta nivel haluttuun kulmaan ja aseta lukitustapit paikoilleen.
 C. Ruuvit tulee kiristää takaisin vain silloin, kun asento halutaan lukita. Tämä voidaan tehdä ainoastaan 0°, 7,5°, 15° tai 22° kulmissa.
 D. Varmista, että lukitustapit pysyvät hyvin paikoillaan ja käänny muovikansi siten että säätöaukko ei ole tappien tai ruuvin päällä.

VAROTOIMET

- Potilaita, joilla ei ole tuntoa, tulee tarkkailla usein esimerkiksi ihoärsytyksen ja kuumottavien kohtien varalta. Tätä tuotetta saa myydä ainoastaan asiantunteman terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.
- Kysy aina neuvoa lääkäristä tai kuntoutuksen ammattilaiselta, ennen kuin teet muutoksia tuukeen. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon ammattilaisten valvonnanassa. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu valvomattomaan julkiseen käyttöön.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä. Tarkista rikkinaiset osat: revenneet, katkenneet tai kuluneet materiaalit sekä soljett ja koukut tai kiinnikkeet, jotka eivät pidä varmasti. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta. Lopeta käyttö, jos tuote on jollain tavalla revennyt, katkennut tai rikkii kulunut.
- Ole varovainen kävellessäsi liukkaille tai märellä pinnioilla, jotta et saa vammoja.

VAROITUKSET

Älä käytä laitetta potilailla, jotka eivät pysty viestimään kipua tai fyysisistä epämukavuuden tunnetta.

PUHDISTUSOHJE

Hienopesu kylmässä vedessä, miedolla pesuaineella. Ei saa pestä kemiallisesti, valkaista tai kuivata kuivausrummussa. Ilmakuivaus tasaisella alustalla




YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN

Dansk


Brugsanvisning

- Løsn alle bånd og tag polstringen ud af støven.
 - Placer foden i polstringen og sørge for at hælen er placeret længst bagud mod den bageste del af polstringen. Luk og fold "fodflapperne" først, luk derefter bendelen. Polstringen skal sidde tæt oppefra og ned, men skal ikke klemme for meget.
 - Med "pull-up" stropperne stadig hæftet ved sideskinne åbner du forsigtigt begge sideskinne og placerer fodden i støvlen med hælen først og derefter forfoden.
 - Når fodden og benet er godt placeret løsner du "pull-up" stropperne og trykker forsigtigt sideskinne ind mod polstringen så velcrobåndet på skinne hæfter mod polstringen.
 - Sæt de 3 velcrobånd tilbage på underbenet uden at spænde dem. Fæst båndene fra tærne og opad. Stram ikke for hårdt, da det kan føre til tryk på skaden og dermed ubehag.
 - For at tage støvlen af løsner du båndene, åbner inderpostringen og tager støvlen af.
- ## INDSTILLING AF LEDET
- A. Løsne skruen bagved plastdækslet på begge sider. Lad skruen blive siddende.
- B. Indstil ledet i den ønskede vinkel, flyt låsspinne til den ønskede placering.
- C. Skruen skal kun strammes hvis låsning ønskes i fast position. Dette må kun gøres i positionerne 0°, 7,5°, 15°, eller 22°
- D. Sørg for at stifterne er monteret korrekt og at åbningen af plastdækslet er vendt væk fra stifterne
- ## FORSIGTIGSREGLER
- Kontroller regelmæssigt om patienter med nedsat eller manglende sensibilitet udviser tegn på hudirritation, varmepletter eller lignende. Ifølge gældende lovgivning må dette produkt udelukkende sælges på ordination eller af legitimeret fagpersonale.
 - Konsulter altid læge eller terapeut inden produktet anvendes. Produktet skal anvendes under opsyn af plejepersonale. Produktet er ikke tiltænkt til almen brug uden opsyn.
 - Kontroller altid produktet inden anvendelse. Vær opmærksom på dele der kan være istykker: slidt, skruer der er istykker, flænget materiale eller velcrostropper som ikke fungerer optimalt. Anvend aldrig et skadet produkt. Anvend ikke produktet hvis det er slidt eller itu på nogen måde.
 - Vær forsiktig når du går på glatte eller våde overflader for at undgå skader.
- ## ADVARSLER
- Anvend ikke produktet på patienter som ikke kan formidle at de føler smerte eller fysisk ubehag.
- ## RENGØRINGSANVISNING
- Vask med koldt vand med mild sæbe. Må ikke maskinvaskes, tørretumbles eller bleges. Lufttørres liggende.
- 
- UDELUKKENDE BEREGNET TIL ANVENDELSE PÅ ÉN PATIENT.**


ROM Walker




1




2





3



4



5



English

Instructions For Use

1. Unfasten all straps and remove liner from boot.
2. Place foot into the liner and make sure the heel is placed far back against the back portion of the liner. Fasten and wrap foot flaps first, then fasten the leg portion of the liner. The liner should be snug from top to bottom but should not be constrictive.
3. With the plastic still intact to the struts, gently open up both sides of the struts and place the foot into the boot with heel first then the forefoot.
4. Once the foot and leg is properly placed, remove the plastic and gently push the struts towards the liner to ensure the velcro on the boot touches the liner.
5. Re-attach the three straps on the lower leg section without securing them. Fasten the straps starting from the toe then moving up the limb. DO NOT over tighten as it may cause excess pressure on the injury resulting in discomfort.
6. To remove the boot, unfasten the straps, open the liner then remove from boot.

TO SET THE ROM JOINT

- A. Loosen the screw under the plastic cap on both sides. Do not remove the screw.
- B. Move the joint to desired position and re-position the pins.
- C. Only tighten the screw if the joint should be looked in a fixed position. This should only be done in 0°, 7,5°, 15° or 22°.
- D. Make sure the pins are mounted properly and that the opening of the plastic cover is turned away from the pins.

PRECAUTIONS

1. Patients without sensation need to be observed frequently for skin irritation, hot spots, etc. This product is restricted by Federal Law to be sold only under prescription or by a licensed health-care professional.
2. Always consult with your physician or therapist before making changes to the brace. This product is to be used under the supervision of a medical professional. This product is not intended for unsupervised public use.
3. Always inspect before use. Check for broken parts; torn, cut or frayed material; or buckles, or hook and loop fasteners that do not hold securely. Do not use damaged product. Discontinue use when torn, worn, frayed in any way.
4. Use caution when walking on slippery or wet surfaces to avoid injury.

WARNINGS

Do not use this product on patients unable to communicate pain or physical discomfort.

CLEANING INSTRUCTIONS

Wash with cold water, gentle cycle, mild soap. Do not dry clean or tumble wash. Do not use bleach. Dry in air current, and do not expose this brace to any heat source.



SINGLE PATIENT USE

Svensk

Bruksanvisning

- I. Lossa alla band och avlägsna polstringen från kängan.
2. Placer foten i polstringen och se till att hälen är placerad längst bak mot den bakre delen av polstringen. Fäst och linda fotflikarna först, fäst sedan bändel. Polstringen ska sitta åt uppifrån och ned, men ska inte klämma för mycket.
3. Med plastskyddet fortfarande fäst vid sidoskenorna öppnar du försiktigt upp båda sidoskenorna och placrar foten i kängan med hälen först och sedan framfoten.
4. När foten och benet är ordentligt placerade avlägsnar du plastskyddet och trycker försiktigt in sidoskenorna mot polstringen så att kardborrbandet på skenorna fäster mot polstringen.
5. Sätt tillbaka de 3 kardborrbanden på underbenet utan att spänna fast dessa. Fäst banden från tårna och uppåt. DRA INTE åt för hårt, eftersom det kan leda till övertryck på skadan och därmed obehag.
6. För att avlägsna kängan lossar du banden, öppnar innersulan och tar bort kängan.

INSTÄLLNING AV LEDEN

- A. Lösgör skruven under plastkåpan på båda sidor. Låt skruven sitta kvar.
- B. För ledens till önskad vinkel, flytta läspinnarna till önskad placering.
- C. Skruven ska endast dras åt igen om läsningen i fast läge önskas. Detta får endast göras i positionerna 0°, 7,5°, 15° eller 22°.
- D. Säkerställ att stiften för inställning i ledens är korrekt monterade och att öppningen i locket inte är direkt över stiften.

FÖRESKRIFTER

1. Kontrollera regelbundet om patienter utan känsel uppvisar hudirritation, varma fläckar och liknande. Enligt lag får denna produkt endast säljas på ordination eller av legitimerad vårdpersonal.
2. Konsultera alltid läkare eller terapeut innan produkten ändras. Produkten ska användas under uppsikt av vårdpersonal. Produkten är inte avsedd för övervakat allmänt bruk.
3. Inspektera alltid före användning. Var uppmärksam på brutna delar, slitet, sönderskuret eller nött material, eller bucklor, eller vänsörljor som inte håller fast ordentligt. Använd inte en skadad produkt. Använd inte produkten om den är sliten eller nött på något sätt.
4. Var försiktig när du går på hala eller våta ytor, för att undvika skada.

VARNINGAR

Använd inte produkten på patienter som inte kan förmedla att de känner smärta eller fysiskt obehag.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Skontvättas i kallt vatten med mild tvållösning. Får ej kemtvättas, torktumlas eller blekas. Lufttorkas liggande.



ENDAST FÖR EN PATIENT