

allard

Support for better life!

Instructions for Use Vission Fingersplint

Art. No. 46020



46020 Vission Finger Splint

Carefully read this instruction sheet before use!

EN

Intended Use/Indications

For immobilizing the fingers following trauma or operation and preventing contractures of the finger joints. Can also be used in conservative finger therapy and Dupuytren syndrome. Conditions requiring temporary finger immobilization. Single Patient-multiple use.

Contraindications

No known.

Adjustments

This product should only be altered by medical professional person.

Warnings

Make sure that the straps are not too tight. If any sign of skin irritation occurs, immediately remove the support. Check your skin on a daily basis.

Material Specifications

This product is made from Polyamid, Spandex and Polyurethane. Splint is made in aluminium. This product is not flame retardant. Does not contain Latex.

Washing Instruction

Close all Velcro prior to laundering. Remove spoons before laundering. Machine wash in 40°C (104°F) gentle cycle. Use a washing bag. Dry flat. Do not tumble dry or dry clean. Take notice of how the splint is positioned in the pocket to ensure correct position after wash.

Disposal


Disposal in accordance with local legislation.

Information

Any serious incident that may occur in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and / or patient is established.

Who to Contact

If any problems occur, remove the support and contact your fitter or store where purchased.



Instructions for use

Check that the product is complete and without damage.

1. Open all Velcro straps. Product should be open and flat.
2. Position hand and fingers on the support. The treated fingers should be positioned over the long extended finger section.
3. Secure the strap around the treated fingers on the long extended finger section.
4. Wrap the wider strap around the wrist and secure.
5. Attach the middle strap around the mid-section of the palm inside of the thumb but around all fingers.
6. Adjust for comfort.

Avsedd användning/Indikationer

För immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom. Tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna. En patient - flera användningar.

Kontraindikationer

Inga kända.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårdskunnig personal.

Varning

Se till att bandaget inte spänns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation

Bandaget är tillverkat av Polyamide, Spandex och Polyuretane. Skena av aluminium. Innehåller inte Latex. Produkten är inte flamskyddsbehandlad.

Tvättinstruktion

Fäst alla kardborrband i materialet före tvätt. Använd tvättpåse. Maskintvättas i 40°C. Skontvätt. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas. Tag ur skenan vid tvätt. Uppmärksamma skenans placering så att den monteras korrekt efter tvätt.

Bortskaffande

Bortskaffas enligt lokala föreskrifter.

Information

Eventuella allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.


Vid frågor

Om några problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren eller inköpsstället.

Instruktion

Kontrollera att produkten är hel och fri från skador.

1. Öppna alla kardborrband så att bandaget ligger helt platt.
2. Placera handen i bandaget med den eller de fingrar som behandlas över den långa delen av bandaget.
3. Fäst bandet runt fingrarna på den smala delen.
4. Fäst det breda bandet runt handleden.
5. Fäst det mellersta bandet runt handen. Innanför tummen men runt om alla fingrarna.
6. Efterjustera så att bandaget sitter bekvämt.



46020 Vission Finger Splint

Les nøye igjennom disse instruksjonene før bruk!

NO

Bruksområder/ Indikasjoner

For immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, hvor hensikten er å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes i konservativ behandling og ved Dupuytren syndrom, samt andre situasjoner som krever immobilisering av fingrene. Kun til bruk på en pasient - flergangsbruk.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Justering

Endringer på dette produktet må kun gjøres av helsefaglig kyndig personale.

Advarsel

Pass på at ortosen ikke strammes for hardt. Om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer, ta umiddelbart av ortosen. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

Materialspesifikasjon

Ortosen er laget av poliamid, spandex og polyuretane. Skinnen er i aluminium. Inneholder ikke latex. Produktet er ikke behandlet med flammehindrende materiale.

Vaskeanvisning

Fest alle borrelåsene i materialet før vask. Ta ut eventuelle skinner før vask. Bruk vaskepose. Vær oppmerksom på skinnens plassering slik at den monteres korrekt etter vask. Maskinvaskes i 40°C finvask. Tørkes flatt. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk.

Avhending

Avhending i henhold til lokale forskrifter.

Informasjon

Eventuelle alvorlige hendelser som har inntruffet i samband med produktet bør rapporteres til produsenten og den ansvarlige myndigheten hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.


Ved spørsmål

Ta av ortosen og kontakt utprøveren eller innkjøpsstedet om det oppstår noen problemer.

Instruksjon

Kontroller at ortosen er hel og uten skader.

1. Åpne alle borrelåsene slik at ortosen ligger helt flat.
2. Plasser hånden i ortosen med den eller de fingrene som skal behandles i den lange delen av ortosen.
3. Fest båndet rundt fingrene på den smale delen.
4. Fest det brede båndet rundt håndleddet.
5. Fest det mellomste båndet rundt hånden. På innsiden av tommelen men rundt alle fingrene.
6. Juster så båndene slik at ortosen sitter bekvemt.



Anvendelsesområde/Indikationer

Anvendes for immobilisering af fingre efter skader eller operationer mod forbyggelse af kontrakturer i fingre leddene. Kan også anvendes ved konservativ fingerterapi samt ved Dupuytren Syndrom. Tilstand, der kræver midlertidig immobilisering af fingre. Enkelt patient - flergangsbrug.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Justering

Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

Advarsel

Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis der opstår nogen former for irritation eller hudproblemer, skal du straks tage bandagen af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

Materialespecifikation

Ortosen består af Polyamid, spandex og Polyuretane. Skinnen er af aluminium. Indeholder ikke Latex. Produktet er ikke behandlet med flammehindrende materiale.

Vaskeinstruktion

Luk alle velcrobånd i materialet inden vask. Fjerne skinnen før vask. Anvend vaskepose. Maskinvaskes ved 40°C. Skånevask. Liggetørres. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses. Vær opmærksom på at skinnen placeres korrekt igen efter vask.

Bortskaffelse

Bortskaffes i henhold til lokal lovgivning.

Information

Eventuelle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.


Ang. Spørgsmål

Hvis der opstår problemer, tag bandagen af og kontakt behandleren eller indkøbsstedet.

Instruktion

Kontroller at produktet er hel og fri for skader.

1. Åbne alle Velcrobånd så Ortosen ligger helt flad.
2. Placer hånden i Ortosen med den eller de fingre på den længere del, som skal behandles.
3. Luk først det bånd som skal sidde om den smalle del.
4. Luk det brede bånd rundt om håndleddet.
5. Luk det mellemste bånd rundt om hånden delen, straks over tommelen og rundt om alle fingre.
6. Efterjuster så Ortosen sidder komfortabelt.



46020 Vission Finger Splint

Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa!

FI

Käyttöalueet/Indikaatiot

Tuote on tarkoitettu sormien immobilisoimiseksi vamman tai leikkauksen jälkeen sorminivelten kontraktuurien ehkäisemiseksi. Potilaskohtainen - voidaan käyttää useita kertoja.

Kontraindikaatiot

Ei tunnettuja.

Säätäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihon kunto päivittäin.

Materiaali

Tuki on valmistettu polyamidista, spandeksista ja polyuretaanista. Lasta on alumiinia. Tuote ei sisällä lateksia. Tuote ei ole palosuojattu.

Pesuohteet

Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia. Poista lasta ennen pesua. Hienopesu koneessa 40 C°. Tasokuivatus. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti. Tarkista kuinka lasta on laitettu tukeen, jotta osaat laittaa sen takaisin oikealla tavalla pesun jälkeen.

Hävittäminen

Hävitetään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tiedot

Kaikista laitteeseen mahdollisesti liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion oimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä/tai potilas on sijoittautunut.


Kysyttävää

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia, riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.

Sovitusohjeet

Tarkista että tuote on ehjä ja että siitä ei puutu mitään.

1. Avaa tarranauhat siten, että tuki on täysin avonainen.
2. Aseta käsi tuen päälle siten, että hoidettava sormi/sormet tulevat tuen pitkän osan päälle.
3. Kiinnitä kapeampi nauha sormien ympärille.
4. Kiinnitä leveämpi nauha ranteen ympärille.
5. Kiinnitä keskimmäinen nauha kämmenen ympärille peukalon ja etusormen lävitse.
6. Säädä tukea siten että se istuu hyvin.



Verwendungszweck

Zur Immobilisierung der Finger nach einem Trauma oder einer Operation und zur Verhinderung von Kontrakturen der Fingergelenke. Die Orthese kann auch zur konservativen Therapie und bei einem Dupuytren-Syndrom verwendet werden. Bedingungen, welche eine temporäre Ruhigstellung der Finger erfordern. Einzelner Patient - mehrfach anwendbar.

Kontraindikation

Keine bekannt.

Anpassung

Dieses Produkt darf nur von medizinisch geschultem Fachpersonal angepasst werden.

Warnungen

Stellen Sie sicher, dass die Bänder nicht zu fest anliegen. Wenn Anzeichen von Hautreizungen auftreten, legen Sie die Orthese unverzüglich ab. Überprüfen Sie Ihre Haut täglich.

Material spezifikation

Dieses Produkt besteht aus Polyamid, Spandex und Polyurethan. Die Löffel sind aus Aluminium. Dieses Produkt ist latexfrei. Es ist nicht flammhemmend.

Pflegeanleitung

Schließen Sie alle Klettverschlüsse und entfernen Sie die Löffel vor dem Waschgang. Maschinenwäsche bei 40°C, Schongang. Verwenden Sie einen Waschbeutel. Flachliegend trocknen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht chemisch reinigen. Achten Sie vor dem Waschen auf die Positionierung der Löffel in der Tasche, um diese danach wieder korrekt einlegen zu können.

Beseitigung

Entsorgung in Übereinstimmung mit der örtlichen Gesetzgebung.

Informationen

Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.


Wer ist zu kontaktieren

Wenn Probleme mit der Orthese auftreten, entfernen Sie die Orthese und kontaktieren Sie das Fachpersonal, welches Ihnen die Orthese angepasst hat.

Gebrauchsanweisung

Überprüfen Sie die Orthese auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.

1. Öffnen Sie alle Klettverschlüsse. Das Produkt sollte offen und flach liegen.
2. Legen Sie Hand und Finger auf die Orthese. Die betroffenen Finger sollten auf das verlängerte Fingerteil positioniert werden.
3. Schließen Sie zuerst das Band des verlängerten Fingerteils um den betroffenen Finger.
4. Wickeln Sie das breitere Band um das Handgelenk und sichern Sie den Klettverschluss.
5. Befestigen Sie das mittlere Band rund um die Handfläche mit Ausnahme des Daumens.
6. Für einen optimalen Tragekomfort passen Sie die Bänder an.



46020 Vission Finger Splint

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il prodotto!

IT

Indicazioni / Utilizzo

Questo dispositivo è stato sviluppato per immobilizzare le dita dopo un trauma o un intervento al fine di prevenire contratture delle articolazioni metacarpo-falangee e/o interfalangee. Può anche essere utilizzato nei trattamenti conservativi delle terapie delle dita o come coadiuvante nel trattamento della sindrome di Dupuytren. Questa condizione richiede l'immobilizzazione temporanea delle dita. Singolo paziente - uso multiplo.

Controindicazioni

Nessuna conosciuta.

Personalizzazioni

Eventuali personalizzazioni di questo tutore, possono essere effettuate solamente da personale qualificato.

Avvertenze

Assicuratevi che i cinturini di chiusura non siano applicati troppo stretti. Se notate irritazioni di qualsiasi tipo sulla pelle, rimuovere immediatamente questo tutore. Controllare lo stato della vostra pelle ogni giorno.

Materiali

Questo tutore è stato realizzato in Poliamide, Spandex e Poliuretano. Lo splint è realizzato in

alluminio. Questo tutore NON contiene lattice e non è "ritardante alla fiamma".

Istruzioni per il lavaggio

Chiudere tutti i Velcro prima di lavare questo dispositivo. Rimuovere lo splint in alluminio prima del suo lavaggio.

Lavabile in lavatrice a 40°C (104° F) con lavaggio delicato. Utilizzare un sacchetto per il lavaggio.

Fare asciugare su una superficie piana. Non asciugare in una asciugabiancheria o a secco.

Ricordatevi di come lo splint in alluminio è posizionato in questo dispositivo in maniera da riposizionarlo correttamente dopo il suo lavaggio

Considerazioni sullo smaltimento


Applicare le normative regionali e nazionali.

Informazione

Di segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

Chi contattare

In caso di qualsiasi problema, svestire il presidio e contattare chi vi ha applicato questo tutore o il negozio dove lo stesso è stato acquistato.



Istruzioni per una corretta applicazione

Verificare che il tutore sia completo e che

1. Aprire tutte le straps con chiusura a Velcro. Questo dispositivo prima della sua applicazione, deve essere completamente aperto e "piatto".
2. Posizionare la mano e le dita sopra il tutore. Il dito da trattare deve essere posizionato sopra l'estensione strutturale del dispositivo.
3. Chiudere la strap di chiusura attorno al dito da immobilizzare posto sopra il prolungamento del tutore.
4. Chiudere la strap di chiusura attorno al polso.
5. Chiudere ora la strap di chiusura posto a livello dei metacarpi attorno al palmo della mano escludendo il pollice.

Beoogd gebruik

Voor het immobiliseren van de vingers na een trauma of operatie en het voorkomen van contracturen van de vingergewrichten. De orthese kan ook worden gebruikt in conservatieve vinger therapie en het syndroom van Dupuytren. Aandoeningen waarvoor tijdelijke immobilisatie van de vinger vereist is. Eén patiënt - meervoudig gebruik.

Contra-indicaties

Onbekend.

Aanpassingen

Dit product mag alleen door een medisch professional aangepast worden.

Waarschuwing

Zorg dat de banden niet te strak zitten. Indien zich tekenen van huidirritatie voordoen de orthese direct verwijderen. Controleer dagelijks de conditie van de huid.

Materiaal specificaties

Dit product is gemaakt van Polyamide, Spandex en Polyurethaan. De lepel uit aluminium. Dit product is niet brandvertragend en bevat geen latex.

Reinigingsinstructies

Sluit voor het wassen alle klittenbanden en verwijder de lepel. Machine wassen op 40°C, lage toeren. Gebruik een waszak. Plat drogen. Niet in de droger of chemisch reinigen. Let goed op hoe de lepel in het hoesje is geplaatst zodat deze na het wassen weer correct wordt teruggeplaatst.

Verwijdering


Afvoeren in overeenstemming met lokale wetgeving.

Informatie

Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Contact

Indien zich enigerlei problemen voordoen, verwijder de orthese en neem contact op met de medisch specialist die de orthese heeft aangemeten.



Instructies voor gebruik

Controleer of de orthese compleet is en onbeschadigd.

1. Open alle klittenbanden. Product moet open en plat liggen.
2. Plaats de hand en vingers op de orthese. De te behandelen vinger moet op de verlengde vinger sectie worden gepositioneerd.
3. Bevestig als eerste de band van de verlengde vinger sectie om de vinger.
4. Wikkel de bredere band rond de pols en sluit het klittenband.
5. Bevestig de middelste band rond de handpalm met uitzondering van de duim.
6. Stel voor comfort.

46020 Vission Finger Splint

Lire attentivement ces instructions avant utilisation!

FR

Utilisation prévue/indications

Pour immobiliser les doigts à la suite d'un traumatisme ou d'une opération et prévenir les contractures des articulations des doigts. Peut également être utilisé dans la thérapie conservatrice des doigts et le traitement du syndrome de Dupuytren. Conditions nécessitant une immobilisation temporaire des doigts. Un seul patient - à usage multiple.

Contreindications

Aucune contre-indication connue.

Ajustements

Ce produit ne doit être modifié que par un professionnel de la santé.

Mises en garde

Assurez-vous que les sangles ne sont pas trop serrées. Si des signes d'irritation cutanée se manifestent, retirer le support. Vérifiez votre peau quotidiennement.

Spécifications des matériaux

Ce produit est fabriqué à partir de polyamide, d'élasthanne et de polyuréthane. L'orthèse est fabriquée en aluminium. Ce produit n'est pas ignifuge. Ne contient pas de latex.

Instructions de lavage

Fermez tous les velcros avant de les laver. Retirez les "cuillères" avant de les laver. Laver à la machine en cycle délicat à 40 °C (104 °F). Utilisez un sac de lavage. Sécher à plat. Ne pas sécher en machine ou nettoyer à sec. Prenez note de la façon dont l'orthèse est positionnée dans la poche pour assurer la bonne position après le lavage.

Élimination

Éliminer conformément à la législation locale.

Information

Tout incident grave pouvant survenir en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.


Qui contacter

Si un problème apparaît, retirer l'orthèse et contacter votre applicateur ou votre fournisseur.


Mode d'emploi

Vérifiez que le produit est complet et non endommagé.

1. Ouvrez toutes les bandes velcro.
Le produit doit être ouvert et plat.
2. Positionnez la main et les doigts sur le support.
Les doigts traités doivent être placés sur la longue section des doigts étendus.
3. Fixez la sangle autour des doigts traités sur la longue section des doigts étendus.
4. Enroulez la sangle plus large autour du poignet et fixez-la.
5. Attachez la sangle du milieu autour de la partie médiane de la paume, à l'intérieur du pouce, mais autour de tous les doigts.
6. Ajustez pour plus de confort.



Item No.	Size	Wrist circumference
46020 0011	Small	< 16 cm
46020 0012	Medium	16 - 19 cm
46020 0013	Large	> 19 cm



Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone +46 42 25 27 01



allard

Sverige
042 25 27 01
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09 350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no

UK/Ireland
+358 42 932 8177
info@allarduk.co.uk
allarduk.co.uk

USA
888-678 6548
info@allardusa.com
allardusa.com

International
+46 42 25 27 01
info@allardint.com
allardint.com