



4602I
Vission Multi
Fingersplint

VISION™

VISION™

Avsedd användning/Indikationer

För immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid behandling av Depuytren syndrom. Tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna. MULTI-fingerortosen kan även användas i samband med behandling av frakturer i metacarpalen III-V och dess tillhörande falanger.

Kontraindikationer

Inga kända.

Justering

Ändringar av denna produkt får enbart göras av sjukvårskunnig personal.

Varning

Se till att bandaget inte spänns åt för hårt. Om någon form av irritation eller hudproblem uppstår, tag genast av bandaget. Kontrollera huden för tryckmärken dagligen.

Materialspecifikation

Bandaget är tillverkat av Polyamide, Spandex och Polyuretan. Skena av aluminium. Innehåller inte Latex. Produkten är inte flamskyddsbehandlad.

Tvättinstruktion

Fäst alla kardborrband i materialet före tvätt. Använd tvättpåse. Maskintvättas i 40°C. Skontvätt. Plantorkas. Får ej torktumlas eller kemtvättas. Tag ur skenan vid tvätt. Uppmärksamma skenans placering så att den monteras korrekt efter tvätt.


Vid frågor

Om några problem uppstår, tag av bandaget och kontakta utprovaren eller inköpsstället.

**Instruktion**

Kontrollera att produkten är hel och fri från skador.

1. Öppna alla kardborrband så att bandaget ligger helt platt.
2. Placer handen i bandaget med den eller de fingrar som behandlas över den långa delen av bandaget.
3. Fäst bandet runt fingrarna på den smala delen.
4. Fäst det breda bandet runt handleden.
5. Fäst tumbandet.
6. Efterjustera så att bandaget sitter bekvämt.



Anvendelsesområde/Indikationer

Anvendes for immobilisering af fingre efter skader eller operationer mod forbyggelse af kontrakturer i fingre leddene. Kan også anvendes ved konсерватiv fingerterapi samt ved behandling af Dupuytren syndrom. Tilstand der kræver midlertidig immobilisering af fingre. MULTI-fingerortosen kan også anvendes i forhold til behandlinger af kontrakturer i metacarpalknoglerne III-V og deres tilhørende falanger.

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Justering

Ændringer i dette produkt må udelukkende udføres af sygeplejefagligt personale.

Advarsel

Sørg for at bandagen ikke strammes for hårdt. Hvis der opstår nogen former for irritation eller hudproblemer, skal du straks tage bandagen af. Kontroller dagligt huden for trykmærker.

Materialebeskrivelse

Ortosen består af Polyamid, spandex og Polyuretan. Skinnen er af aluminium. Indeholder ikke Latex. Produktet er ikke behandlet med flammehindrende materiale.

Vaskinstruktion


Luk alle velcrobånd i materialet inden vask. Fjerne skinnen før vask. Anvend vaskepose. Maskinvaskes ved 40°C. Skånevask. Liggetørres. Må ikke tørretumbles eller kemisk renses. Vær opmærksom på at skinnen placeres korrekt igen efter vask.

Ved spørgsmål

Hvis der opstår problemer med anvendelsen, skal du straks tage bandagen af og kontakte forhandleren eller den person der har udleveret bandagen til dig.

**Instruktion**

Kontroller at produktet er hel og fri for skader.



- Åbne alle Velcrobånd så Ortosen ligger helt flad.
- Placer hånden i Ortosen med den eller de fingre på den længere del, som skal behandles.
- Luk først det bånd som skal sidde om den smalle del.
- Luk det brede bånd rund om håndleddet.
- Luk tommelbåndet.
- Efterjuster så Ortosen sidder bekvemt.

Bruksområder/ Indikasjoner

For immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, hvor hensikten er å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes i konservativ fingerterapi samt ved behandling av Dupuytren syndrom. Tilstander som krever midlertidig immobilisering av fingrene. MULTI fingerortose kan også brukes i samband med behandling av frakturer i metacarpalbena III-V og deres tilhørende falanger.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Justering

Endringer på dette produktet må kun gjøres av helsefaglig kyndig personale.

Advarsel

Pass på at ortosen ikke strammes for hardt. Om det oppstår noen form for irritasjon eller hudproblemer, ta umiddelbart av ortesen. Kontroller huden for trykkmerker daglig.

Materialspesifikasjon

Ortosen er laget av poliamid, spandex og polyuretan. Skinnen er i aluminium. Inneholder ikke latex. Produktet er ikke behandlet med flammehindrende materiale.

Vaskeanvisning


Fest alle borrelåsene i materialet før vask. Ta ut eventuelle skinner før vask. Bruk vaskepose. Vær oppmerksom på skinnens plassering slik at den monteres korrekt etter vask. Maskinvaskes i 40°C finvask. Tørkes flatt. Kan ikke tørkes i trommel eller renses kjemisk.

Ved spørsmål


Om det oppstår problemer, ta av ortesen og kontakt utprøveren eller forhandler.

**Instruksjon**

Kontroller at ortesen er hel og uten skader.



- Åpne alle borrelåsene slik at ortosenligger helt flat.
- Plasser hånden i ortosen med den eller de fingrene som skal behandles i den lange delen av ortesen.
- Fest båndet rundt fingrene på den smale delen.
- Fest det brede båndet rundt håndleddet.
- Fest tommelbåndet.
- Juster så båndene slik at ortesen sitter behagelig.



Käyttöalueet/Indikaatiot

Tuote on tarkoitettu sormien immobilisoimiseksi vamman tai leikkauksen jälkeen sorminivelten kontraktuurien ehkäisemiseksi. Voidaan myös käyttää konservatiivisessa sormien kuntoutushoidossa sekä Dupuytrenin kontraktuuran hoidossa. Tilat, jotka vaativat sormien tilapäistä immobilisointia. MONI-sormiortoosia voidaan myös käyttää samanaikaisesti hoidettaessa metakarpaaliluun III-V murtumia sekä niihin kuuluvia phalangeja.

Kontraindikaatiot

Ei tunnettuja.

Säättäminen

Vain ammattitaitoinen henkilö saa tehdä muutoksia tuotteeseen.

Varoitus

Älä kiristä tukea liikaa. Jos ihossa ilmenee ärsytystä tai muita oireita, riisu tuki heti. Tarkista ihmisen kunto päivittäin.

46021 MULTI VISSION SORMILASTA

Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa!

Materiaali

Tuki on valmistettu polyamidista, spandeksistä ja polyuretaanista. Lasta on alumiinia. Tuote ei sisällä lateksia. Tuote ei ole palosuojattu.

Pesuohjeet

Sulje kaikki tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia. Poista lasta ennen pesua. Hienopesu koneessa 40 °C. Tasokuivatus. Ei saa kuivata kuivausrummussa tai pestä kemiallisesti. Tarkista kuinka lasta on laitettu tukeen, jotta osaat laittaa sen takaisin oikealla tavalla pesun jälkeen.


Kysyttävä

Jos tuen käytössä ilmenee ongelmia riisu se ja ota yhteyttä sovittajaan tai ostopaikkaan.

**Sovitusohjeet**

Tarkista että tuote on ehjä ja että siitä ei puudu mitään.

1. Avaa tarranauhat siten, että tuki on täysin avonainen.
2. Aseta käsi tuen päälle siten, että hoidettava sormi/sormet tulevat tuen pitkän osan päälle.
3. Kiinnitä kapeampi nauha sormien ympärille.
4. Kiinnitä leveämpi nauha ranteen ympärille.
5. Kiinnitä peukalon ympärille tuleva nauha.
6. Säädä tukea siten että se istuu hyvin.



Intended Use/Indications

For immobilizing the fingers following trauma or operation and preventing contractures of the finger joints. Can also be used in conservative finger therapy and the treatment of Dupuytren syndrome. Conditions requiring temporary finger immobilization. The Multi splint can also be used in connection with the treatment of fractures on metacarpus III-V and its associated phalanges.

Contraindications

No known.

Adjustments

This product should only be altered by medical professional person.

Warnings

Make sure that the straps are not too tight. If any sign of skin irritation occurs, immediately remove the support. Check your skin on a daily basis.

46021 MULTI FINGER SPLINT

Carefully read this instruction sheet before use!

Material Specifications

This product is made from Polyamid, Spandex and Polyurethane. Splint is made in aluminium. This product is not flame retardant. Does not contain Latex.

Washing Instruction

Close all Velcro prior to laundering. Remove spoons before laundering. Machine wash in 40°C (104°F) gentle cycle. Use a washing bag. Dry flat. Do not tumble dry or dry clean. Take notice of how the splint is positioned in the pocket to ensure correct position after wash.

Who to Contact


If any problems occur, remove the support and contact your fitter or store where purchased.



Instructions for use

Check that the product is complete and without damage.

1. Open all Velcro straps. Product should be open and flat.
2. Position hand and fingers on the support. The treated fingers should be positioned over the long extended finger section.
3. Secure the strap around the treated fingers on the long extended finger section.
4. Wrap the wider strap around the wrist and secure.
5. Secure the thumb strap.
6. Adjust for comfort.



DEUTSCH

Verwendungszweck

Zur Immobilisierung der Finger nach einem Trauma oder einer Operation und zur Verhinderung von Kontrakturen der Fingergelenke. Die Orthese kann auch zur konservativen Therapie und bei einem Dupuytren-Syndrom verwendet werden. Bedingungen, welche eine temporäre Ruhigstellung der Finger erfordern. Die Multi-Orthese kann auch in Kombination mit der Behandlung von Frakturen des metacarpal III-V und der damit verbundenen Phalangen eingesetzt werden.

Kontraindikation

Keine bekannt.

Anpassung

Dieses Produkt darf nur von medizinisch geschultem Fachpersonal angepasst werden.

Warnungen

Stellen Sie sicher, dass die Bänder nicht zu fest anliegen. Wenn Anzeichen von Hautreizungen auftreten, legen Sie die Orthese unverzüglich ab. Überprüfen Sie Ihre Haut täglich.

46021 MULTI FINGER SPLINT

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch!

Material spezifikation

Dieses Produkt besteht aus Polyamid, Spandex und Polyurethan. Die Löffel sind aus Aluminium. Dieses Produkt ist latexfrei. Es ist nicht flammhemmend.

Pflegeanleitung

Schließen Sie alle Klettverschlüsse und entfernen Sie die Löffel vor dem Waschgang. Maschinenwäsche bei 40°C, Schongang. Verwenden Sie einen Waschbeutel. Flachliegend trocknen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht chemisch reinigen. Achten Sie vor dem Waschen auf die Positionierung der Löffel in der Tasche, um diese danach wieder korrekt einlegen zu können.




Wer ist zu kontaktieren

Wenn Probleme mit der Orthese auftreten, entfernen Sie diese und kontaktieren Sie das Fachpersonal, welches Ihnen die Orthese angepasst hat.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Überprüfen Sie die Orthese auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen.



1. Öffnen Sie alle Klettverschlüsse. Das Produkt sollte offen und flach liegen.
2. Legen Sie Hand und Finger auf die Orthese. Die betroffenen Finger sollten auf das verlängerte Fingerteil positioniert werden.
3. Schließen Sie zuerst das Band des verlängerten Fingerteils um den betroffenen Finger.
4. Wickeln Sie das breitere Band um das Handgelenk und sichern Sie den Klettverschluss.
5. Sichern Sie den Daumenband.
6. Für einen optimalen Tragekomfort passen Sie die Bänder an.

Beoogd gebruik

Voor het immobiliseren van de vingers na een trauma of operatie en het voorkomen van contracturen van de vingergewrichten. De orthese kan ook worden gebruikt in conservatieve vinger therapie en het syndroom van Dupuytren. Aandoeningen waarvoor tijdelijke immobilisatie van de vinger vereist is. De Multi orthese kan ook worden gebruikt in combinatie met de behandeling van fracturen van metacarpale III-V en de bijbehorende vingerkootjes.

Contra-indicaties

Onbekend.

Aanpassingen

Dit product mag alleen door een medisch professional aangepast worden.

Waarschuwing

Zorg dat de banden niet te strak zitten. Indien zich tekenen van huidirritatie voordoen de orthese direct verwijderen. Controleer dagelijks de conditie van de huid.



46021 MULTI FINGER SPLINT

Lees deze instructie zorgvuldig voor gebruik!

Materiaal specificaties

Dit product is gemaakt van Polyamide, Spandex en Polyurethaan. De lepel uit aluminium. Dit product is niet brandvertragend en bevat geen latex.

Reinigingsinstructies

Sluit voor het wassen alle klittenbanden en verwijder de lepel. Machine wassen op 40°C, lage toeren. Gebruik een waszak. Plat drogen. Niet in de droger of chemisch reinigen. Let goed op hoe de lepel in het hoesje is geplaatst zodat deze na het wassen weer correct wordt teruggeplaatst.

Contact


Indien zich enigerlei problemen voordoen, verwijder de orthese en neem contact op met de medisch specialist die de orthese heeft aangemeten.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Controleer of de orthese compleet is en onbeschadigd.



1. Open alle klittenbanden. Product moet open en plat liggen.
2. Plaats de hand en vingers op de orthese. De te behandelen vinger moet op de verlengde vinger sectie worden gepositioneerd.
3. Bevestig als eerste de band van de verlengde vinger sectie om de vinger.
4. Wikkel de bredere band rond de pols en sluit het klittenband.
5. Bevestig de duimband.
6. Stel voor comfort.



ITALIANO

Indicazioni / Utilizzo

Questo dispositivo è stato sviluppato per immobilizzare le dita dopo un trauma o un intervento al fine di prevenire contratture delle articolazioni metacarpo-falangee e/o interfalangee. Può anche essere utilizzato nei trattamenti conservativi delle terapie delle dita o come coadiuvante nel trattamento della sindrome di Dupuytren. Questa condizione richiede l'immobilizzazione temporanea delle dita. Questo tutore può essere anche utilizzato nel trattamento delle fratture dal 3° al 5° Metacarpo e delle relative falangi associate.

Controindicazioni

Nessuna conosciuta.

Personalizzazioni

Eventuali personalizzazioni di questo tutore, possono essere effettuate solamente da personale qualificato.

Avvertenze

Assicuratevi che i cinturini di chiusura non siano applicati troppo stretti. Se notate irritazioni di qualsiasi tipo sulla pelle, rimuovere immediatamente questo tutore. Controllare lo stato della vostra pelle ogni giorno.

4602I MULTI TUTORE MULTIPLO PER DITA

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il prodotto!

Materiali

Questo tutore è stato realizzato in Poliamide, Spandex e Poliuritano. Lo splint è realizzato in alluminio. Questo tutore NON contiene lattice e non è "ritardante alla fiamma".

Istruzioni per il lavaggio

Chiudere tutti i Velcro prima di lavare questo dispositivo. Rimuovere lo splint in alluminio prima del suo lavaggio.

Lavabile in lavatrice a 40°C (104°F) con lavaggio delicato. Utilizzare un sacchetto per il lavaggio. Fare asciugare su una superficie piana. Non asciugare in una asciugabiancheria o a secco. Ricordatevi di come lo splint in alluminio è posizionato in questo dispositivo in maniera da riposizionarlo correttamente dopo il suo lavaggio

Chi contattare


In caso di qualsiasi problema, svestire il presidio e contattare chi vi ha applicato questo tutore o il negozio dove lo stesso è stato acquistato.



ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE

Verificare che il tutore sia completo e che non presenti alcun difetto.

1. Aprire tutte le straps con chiusura a Velcro. Questo dispositivo prima della sua applicazione, deve essere completamente aperto e "piatto".
2. Posizionare la mano e le dita sopra il tutore. Le dita da trattare devono essere posizionate sopra l'estensione strutturale del dispositivo.
3. Chiudere le straps di chiusura attorno alle dita da immobilizzare poste sopra il prolungamento del tutore.
4. Chiudere la strap di chiusura attorno al polso.
5. Chiudere ora la strap di chiusura posta a livello del pollice.
6. Sistemare definitivamente i cinturini di chiusura per un maggiore comfort.





Item No.	Size	Side	Wrist circumference
46021 1011	Small	Left	< 16 cm
46021 1012	Medium	Left	16 - 19 cm
46021 1013	Large	Left	> 19 cm
46021 2011	Small	Right	< 16 cm
46021 2012	Medium	Right	16 - 19 cm
46021 2013	Large	Right	> 19 cm



Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone +46 42 25 27 01



SVERIGE
Tel 042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
info@camp.se

DENMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
info@camp.dk

SUOMI
09 350 76 30
09 350 76 388
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
info@camp.no

UK/IRELAND
+353 42 932 8177
+353 42 932 8182
info@allarduk.co.uk

USA
888-678 6548
800-289 0809
info@allardusa.com

INTERNATIONAL
+46 42 25 27 01
+46 42 25 27 25
info@allardint.com

Support For Better Life • www.allardsupport.com