


GN0310 - Genurehab



ENGLISH

Product Description

A post-op knee brace to provide controlled range of motion at the knee joint. One size universal wraps can be cut to fit most sizes.

Usage Information (See diagram)

- Open the straps (attached to thigh hinges) and detach the thigh cuff and the calf cuff. The cuffs may be cut shorter if required as shown above.
- Apply the thigh cuff to the thigh and the calf cuff to the calf.
- Set the Genurange hinges to lock, limited flexion/extension of full flexion/extension. (See 'Setting the Genurange Hinge' instructions below). With padded side towards each side of the knee, attach the hinges – with straps attached – to the thigh cuff and calf cuff. Ensure that the hinge flexes at the point of knee flexion and in the correct direction.
- Close all straps firmly but comfortably by passing through buckles and pressing hook/loop closure.

Setting the Genurange Hinge:

- To open Genurange Hinge: Use the Philips screwdriver provided, open the cover of the Genurange Hinge. Retain the Philips screw in a safe place.
- To limit flexion/extension: Place the 2 flexion pins in eg. 90 degrees to limit flexion. Place 2 extension pins in eg. 5 degrees to limit extension.
- To lock the Genurange hinge: Place 2 of the small removable locking pins in the "LOCK" position. Place the 2 remaining pins in any position (eg 5 degrees Extension): These may be used later to set extension.
- To set the Genurange hinge in full flexion/extension allowing full range of movement: Place the 2 extension pins to 5 degrees for greatest extension. Place the 2 flexion pins in 110 degrees for greatest flexion.

Sizes and Fit

Size
Universal

Indications for Use

- Following surgery of the knee joint.
- For immobilisation after knee joint injuries and subsequent mobilisation.
- Knee ligament injuries.

Contraindications

- Do not use over open wounds.
- Any known allergy and/or hypersensitivity to any material listed in product composition.

Warnings and Precautions

We recommend the initial fitting of this device be conducted by a suitably qualified healthcare professional who will advise the period of use.

- Carefully read all instructions and warnings prior to use.
- Follow all instructions to ensure proper performance of the device.
- Do not use if liniments, ointments, gels, creams or any other substances have been applied to the affected area.
- Do not re-use for another patient, doing so risks cross infection and can compromise product integrity.
- Perform regular skin and circulation checks, especially patients with diabetes, vascular deficiencies and neurological conditions.
- Should any adverse reactions occur, please cease use and contact your healthcare professional or provider of this product.
- The durability of the device may be compromised by certain factors, e.g., objects with sharp edges or damage to the hook and loop fasteners. To prevent this the hook and loop fasteners should always be fastened when the device is not being worn or when being washed.

Washing and Care Instructions

- Close over all straps/cuffs.
- Hand wash in cool water using mild detergent.
- Rinse and dry flat.
- Do not spin or tumble dry.
- Do not use fabric conditioner at any time.
- Check for any degradation that may affect use.
- Periodically check cuff/strap fasteners are operating securely.

Product Composition

Nylon, Polyester, Polyamide, PUR, Elastane, Aluminium, Steel.

Storage and Transport Conditions

Store in a cool, dry place out of direct sunlight, in the original packaging.

Recycling and Disposal

Packaging and constituent parts should be recycled or safely disposed in accordance with local or national laws.

Serious Incident

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority of the EU Member state, or country in which you reside.

DEUTSCH

Produktbeschreibung

Eine postoperative Kniestütze für einen kontrollierten Bewegungsbereich des Kniegelenks. Universelle Wickel in einer einzigen Größe können gekürzt werden, um an die meisten Größen angepasst zu werden.

Anwendungsinformationen (siehe Diagramm)

- Die Gurte öffnen (an den Oberschenkelgelenken befestigt) und die Oberschenkel- und Wadenmanschette lösen. Die Manschetten können je nach Bedarf wie oben dargestellt gekürzt werden.
- Die Oberschenkelmanschette am Oberschenkel anlegen und die Wadenmanschette an der Wade.
- Die Scharniere des Genurange auf verriegelt, begrenzte Flexion/Extension oder vollständige Flexion/Extension stellen. (Siehe Anweisungen „Einstellen des Genurange-Scharniers“ unten). Die Scharniere mit gepolsterter Seite zu jeder Seite des Knie – mit befestigten Gurten – an den Oberschenkel- und Wadenmanschetten befestigen. Sicherstellen, dass sich das Gelenk am Punkt der Knieflexion und in die richtige Richtung bewegt.
- Alle Gurte fest, aber bequem, durchführen der Schnallen und Drücken des Klettverschlusses schließen.

Einstellen des Genurange-Scharniers:

- Zum Öffnen des Genurange-Scharniers: Die Abdeckung des Genurange-Scharniers mit dem bereitgestellten Kreuzschlitzschraubendreher öffnen. Die Kreuzschlitzschraube an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Zur Beschränkung der Flexion/Extension: Die beiden Flexionsstifte zum Beispiel bei 90 Grad einstecken, um die Flexion zu beschränken. Die beiden Extensionsstifte zum Beispiel bei 5 Grad einstecken, um die Extension zu beschränken.
- Zum Sperrn des Genurange-Scharniers: Zwei der kleinen entfernbaren Sperrstifte in die Position „GESPERT“ positionieren. Die zwei übrigen Stifte in eine beliebige Position (z. B. 5 Grad Extension) positionieren: Diese können später zur Einstellung der Extension verwendet werden.
- Zum Einstellen des Genurange-Scharniers auf vollständige Flexion/Extension, für einen vollständigen Bewegungsbereich: Die beiden Extensionsstifte für die größte Extension auf 5 Grad stellen. Die beiden Flexionsstifte für die größte Flexion auf 110 Grad stellen.

Größen und Passform

Größe
Universell

Indikationen für den Einsatz

- Nach einer Operation der Artikulation des Kniegelenks.
- Zur Immobilisierung nach Verletzungen des Kniegelenks und einer nachfolgenden Immobilisierung.
- Verletzungen der Kniebänder.

Gegenanzeigen

- Nicht über offenen Wunden verwenden.
- Diese bekannte Allergie und/oder Überempfindlichkeit gegen einen der in der Produktzusammensetzung aufgeführten Stoffe.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Wir empfehlen, dass die Erstanpassung dieser Orthese von einer entsprechend qualifizierten medizinischen Fachkraft durchgeführt wird, die Sie über die Dauer der Verwendung berät.

- Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Funktion der Orthese sicherzustellen.
- Nicht verwenden, wenn Einreibmittel, Salben, Gele, Cremen oder andere Substanzen auf den betroffenen Bereich aufgetragen wurden.
- Nicht bei einem anderen Patienten wiederverwenden, da dies eine Kreuzinfektion zur Folge haben und die Produktintegrität beeinträchtigen kann.
- Nehmen Sie regelmäßige Haut- und Kreislaufuntersuchungen vor, insbesondere bei Patienten mit Diabetes, Gefäßkrankheiten und neurologischen Erkrankungen.
- Sollten unerwünschte Reaktionen auftreten, beenden Sie bitte die Anwendung und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Anbieter dieses Produkts.
- Die Langzeitigkeit der Orthese könnte durch bestimmte Faktoren beeinträchtigt werden, z. B. durch Objekte mit scharfen Kanten oder Schäden an den Klettverschlüssen. Um dies zu verhindern, sollten die Klettverschlüsse immer geschlossen werden, wenn die Orthese nicht getragen wird oder wenn sie gewaschen wird.

Wasch- und Pflegehinweise

- Alle Gurte/Manschetten schließen.
- Von Hand in kaltem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen.
- Spülen und flach abtrocknen.
- Nicht schleudern oder im Wäschetrockner trocknen.
- Niemals einen Weichspüler verwenden.
- Auf Beschädigungen achten, welche die Nutzung beeinträchtigen könnten.
- Manschette/Gurt regelmäßig überprüfen, ob die Klettverschlüsse sicher funktionieren.

Produktzusammensetzung

Nylon, Polyester, Polyamid, PUR, Elastane, Aluminium, Stahl.

Lager- und Transportbedingungen

An einem kühlen, trockenen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt in der Originalverpackung aufzubewahren.

Recycling und Entsorgung

Die Verpackung und die Bestandteile sollten recycelt oder sicher entsprechen der lokalen oder nationalen Gesetze entsorgt werden.

Ernster Zwischenfall

Melden Sie alle ernsten Zwischenfälle dem Hersteller und der betroffenen Behörde des EU-Mitgliedstaates oder Landes, in dem Sie ansässig sind.

FRANÇAIS

Description du produit

Une orthèse de genou postopératoire permettant de contrôler l'amplitude des mouvements de l'articulation du genou. Les brassards universels de taille unique peuvent être coupés pour s'adapter à la majorité des tailles.

Information d'utilisation (Voir diagramme)

- Ouvrez les sangles (fixées aux charnières de la cuisse) et détachez le brassard de la cuisse et le brassard du mollet. Les manchots peuvent être raccourcis si nécessaire, comme indiqué ci-dessus.
- Appliquez le brassard de cuisse sur la cuisse et le brassard de mollet sur le mollet.
- Réglez les charnières du Genurange sur verrouillage, flexion/extension limitée ou flexion/extension complète. (Voir les instructions „Réglage de la charnière Genurange“ ci-dessous). Avec le côté rembourré vers chaque côté du genou, fixez les charnières - avec les sangles attachées - à la cuisse et au mollet. Assurez-vous que la charnière fléchisse au point de flexion du genou et dans la bonne direction.
- Fermez toutes les sangles fermement mais confortablement en passant dans les boucles et en appuyant sur la fermeture auto-agrippante.

Mise en place de la charnière de Genurange :

- Pour ouvrir la charnière Genurange : A l'aide du tournevis Philips fourni, ouvrez le bouchon de la charnière Genurange. Gardez le tournevis Philips dans un endroit sûr.
- Pour limiter la flexion/extension : Placez les 2 goupilles de flexion à 90 degrés par exemple pour limiter la flexion. Placez 2 goupilles d'extension à 5 degrés par exemple pour limiter l'extension.
- Pour verrouiller la charnière Genurange : Placez 2 des petites goupilles de verrouillage amovibles en position « LOCK ». Placez les 2 goupilles restantes dans n'importe quelle position (par exemple 5 degrés d'extension) : Elles-ci peuvent être utilisées ultérieurement pour définir l'extension.
- Pour placer la charnière Genurange en flexion/extension complète permettant une gamme complète de mouvements : Placez les 2 goupilles d'extension à 5 degrés pour une extension maximale. Placez les 2 goupilles de flexion à 110 degrés pour une flexion maximale.

Tailles et ajustements

Taille
Universel

Indications d'utilisation

- Après une opération de l'articulation du genou.
- Pour l'immobilisation après des blessures de l'articulation du genou et la mobilisation ultérieure.
- Blessures des ligaments du genou.

Contre-indications

- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.
- Toute allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des matériaux énumérés dans la composition du produit.

Avertissements et précautions

Nous recommandons que l'installation initiale de ce dispositif soit effectuée par un professionnel de la santé dûment qualifié qui conseillera à propos de durée de la période d'utilisation.

- Lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant l'utilisation.
- Suivez toutes les instructions pour assurer le bon fonctionnement du dispositif.
- Ne pas utiliser si des liniments, des pommades, des gels, des crèmes ou toute autre substance ont été appliquées sur la zone affectée.
- Ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient, car cela risque de provoquer une infection croisée et de compromettre l'intégrité du produit.
- Effectuez des contrôles réguliers de la peau et de la circulation, en particulier chez les patients souffrant de diabète, de déficiences vasculaires et de troubles neurologiques.
- En cas d'effets indésirables, veuillez cesser l'utilisation et contacter votre professionnel de santé ou le fournisseur de ce produit.
- La durabilité du dispositif peut être compromise par certains facteurs, par exemple des objets aux bords tranchants ou des dommages aux attaches auto-agrippantes. Pour éviter cela, les fermetures auto-agrippantes doivent toujours être attachées lorsque le dispositif n'est pas porté ou lorsqu'il est lavé.

Instructions de nettoyage et d'entretien

- Fermez toutes les sangles/les brassards.
- Laver à la main dans de l'eau froide avec un détergent doux.
- Rincer et sécher à plat.
- Ne pas essorer ni sécher en machine.
- Ne jamais utiliser d'assouplissant pour tissus.
- Vérifiez l'absence de toute dégradation pouvant affecter l'utilisation du dispositif.
- Vérifiez périodiquement que les attaches manchon/bride fonctionnent correctement.

Composition du produit

Nylon, polyester, polyamide, PUR, elastane, aluminium, acier.

Conditions de rangement et de transport

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans l'emballage d'origine.

Recyclage et élimination

L'emballage et les pièces composantes doivent être recyclés ou éliminés en toute sécurité, conformément aux lois locales ou nationales.

Incident grave

Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre de l'UE ou du pays dans lequel vous résidez.

ESPAÑOL

Descripción del producto

Una rodillera posoperatoria para proporcionar una amplitud de movimiento controlada en la articulación de la rodilla. Las envolturas universales de talla única se pueden cortar para adaptarse a la mayoría de las tallas.

Información sobre el uso (ver diagrama)

- Abra las correas (unidas a las bisagras del muslo) y separe el manguito del muslo y el manguito de la pantorrilla. Los manguitos pueden ser cortados si es necesario, como se muestra arriba.
- Aplique el manguito del muslo al muslo y el manguito de la pantorrilla a la pantorrilla.
- Ajuste las bisagras del Genurange para el bloqueo, la flexión/extension limitada o flexión/extension completa. (Vea las instrucciones "Regulación de la bisagra Genurange" más abajo). Con el lado imbórtico hacia cada lado de la rodilla, fije las bisagras, con las correas colocadas, al manguito del muslo y al manguito de la pantorrilla. Asegúrese de que la bisagra se flexione en el punto de flexión de la rodilla y en la dirección correcta.
- Cierre todas las correas de forma firme pero cómoda pasando por las hebillas y presionando el cierre de gancho y bucle.

Ajuste de la bisagra Genurange:

- Para abrir la bisagra Genurange: Con el destornillador Philips suministrado, abra la tapa de la bisagra Genurange. Guarde el tornillo Philips en un lugar seguro.
- Para limitar la flexión/extension: Coloque los 2 pasadores de flexión, por ejemplo, a 90 grados para limitar la flexión. Coloque 2 pasadores de extensión, por ejemplo, a 5 grados para limitar la extensión.
- Para bloquear la bisagra Genurange: Coloque 2 de los pequeños pasadores de bloqueo extraíbles en la posición "LOCK". Coloque los 2 pasadores restantes en cualquier posición (por ejemplo, 5 grados de extensión): Ellos pueden ser utilizados posteriormente para definir la extens

