

CAMP®

kiddieGAIT® & kiddieROCKYER®

En dynamisk
lösning för barn
och ungdomar





En ortosrevolution...

kiddieGAIT®

KiddieGAIT® erbjuder en tidig dynamisk ortosbehandling som kan bidra till att barnet får ett jämnare och mer naturligt gångmönster. Ortosen stödjer foten genom svängfasen och kontrollerar rörligheten i flera plan genom stödfasen. Skenans placering på framsidan av tibia hjälper även till vid andra proximala problem, som t.ex. hyperextension i knäet eller "Crouch"-gång.



kiddieROCKER™

KiddieROCKER® är utvecklad för att möta behovet hos barn med mer omfattande problem än droppfot. Precis som **KiddieGAIT®** är **KiddieROCKER®** dynamiskt graderad mellan storlekarna. Ger ökat stabilitet i M/L och A/P plan.



KiddieGAIT® och **KiddieROCKER®** är avsedda att användas i kombination med en individuell ortosanpassning, tex inlägg/SMO för att kontrollera fotens position.

...med många dynamiska egenskaper!

Tillbehör och funktioner

Vingar och band

Ergonomiskt designade "Vingar"

- Formade för patientkomfort och bättre passform.

Kardborr på insidan av "vingarna"

- Kardborren fastnar inte i kläderna
- Lättare att hålla fri från smuts
- Banden fäster på insidan
- Minskar risken att sätta banden på fel plats



Mjuk polstring

comfortKIT™

En ny mjuk polstring för KiddieGAIT® och KiddieROCKER® som är speciellt lämpligt för patienter med prominent tibia, känslig hud men även för dem med hög aktivitetsnivå. ComfortKIT™ har en inre kärna av så kallat "memory foam" som gör att den naturligt anpassar sig efter benets form vid användning. När materialet vilar återgår det till sin ursprungliga form.



softSHELL™

KiddieGAIT® SoftSHELL™ är en kombinerad polstring för KiddieGAIT® och KiddieROCKER® som är enkel att montera. Utsidan är av ett glansigt mönstrat lycra-material som förändrar utseende och även gör att kläder glider lättare mot ortosen.





kiddieROCKER®



kiddieGAIT®



comfortKIT™



softSHELL™



Kiddie®GAIT		Kiddie®ROCKER		Storlek	Höjd	Fotblad
Vänster	Höger	Vänster	Höger			
28372 1008	28372 2008	-	-	BabySmall	150 mm	110 mm
28372 1009	28372 2009	-	-	BabyMedium	180 mm	125 mm
28372 1010	28372 2010	-	-	BabyLarge	200 mm	140 mm
28900 1011	28900 2011	28902 1011	28902 2011	Small	220 mm	160 mm
28900 1012	28900 2012	28902 1012	28902 2012	Medium	257 mm	180 mm
28900 1013	28900 2013	28902 1013	28902 2013	Large	295 mm	200 mm
28900 1014	28900 2014	28902 1014	28902 2014	XLarge	315 mm	210 mm

ComfortKIT™	SoftKIT™	SoftSHELL™		Storlek
		Piratmönster	Rosa hjärtan	
28418 0011	28378 0011	28359 0011	28358 0011	Small
28418 0012	28378 0012	28359 0012	28358 0012	Medium
28418 0013	28378 0013	28359 0013	28358 0013	Large
28418 0014	28378 0014	28359 0014	28358 0014	X-Large

CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
info@camp.no