

Framtidens droppfotsbehandling!



a

ALFESS™

FUNKTIONELLT
ELEKTRISKT
STIMULERINGS
SYSTEM



ALFESS™

FUNKTIONELLT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

Låt oss presentera en helt ny modern Funktionell Elektrisk Stimulerings (FES) enhet som heter ALFESS™. Denna innovativa och väl designade ortos är ett komplement till Allard AFO produktserien. ALFESS™ är avsedd att förbättra gång hos personer som saknar möjligheten till att lyfta foten fritt under gång. Den elektriska stimuleringen hjälper foten att aktivt dorsalflektera. Denna innovation är ett samarbete mellan Camp Scandinavias produktutvecklingsteam och tillverkaren som gett oss en helt unik, funktionell och mest av allt användarvänlig ortos.



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kan appliceras med en hand
- Låg vikt
- Diskret under kläder
- Enkel att programmera på enhet, handkontroll eller i mobilapp
- Integrerade elektroder (behöver inte beställa extra)
- En enhet - en storlek - enkelt att beställa
- Möjligt att gå barfota
- Vattenresistent (kort tid)
- Två aktivitetsinställningar: Gång & Träning
- Laddenhet för laddning av integrerat batteri

Indikationer:

Centrala nervskador som:

Multipel Skleros (MS), Stroke, Cerebral Pares (CP) Inkompleta ryggmärgsskador, Traumatiska hjärnskador.



ALFESS™




ALFESS™

FUNKTIONELLT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

ALFESS™ placeras på benet strax under knäet. Under gång känner sensorerna av hastighet och vinklar och anpassar sig till gångmönstret. En algoritm sammanställer informationen och skickar ut elektriska impulser till nerverna så att foten lyfts. Användaren kan enkelt på egen hand justera hur mycket stimulering som är önskad. Träningsläge kan hjälpa brukaren att genomföra sin rehabilitering tillsammans med en Fysioterapeut eller efter givna instruktioner på egen hand.



Inställningar görs på:
Enheten, handkontroll
eller i mobilappen



Kontraindikationer:

Används inte tillsammans med elektronisk monitoreringsutrustning, defibrillator och högfrequens medicinsk utrustning.

FES behandling ska inte användas på patienter med pacemaker. Använd inte om du har en historik med Autonom dysreflexi.

Använd inte FES efter nyligen utförd kirurgi där muskelkontraktion kan störa läkningsprocessen.

För mer information om försiktighetsåtgärder och varningar, var vänlig läs användarinstruktionen.

a

ALFESS™

FUNKTIONELLT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

*om inte detta fungerar
så rekommenderar vi
en Allard AFO!*



Art.nr:	Beskrivning	Storlek
28270 0312	ALFESS Komplet	En storlek
28271 0000	Extra förlängningsband	En storlek
28279 0000	D-Ring med magnet	En storlek
28283 0000	Connect GEL	500 ml.

CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no