


Programmering / Evaluering

Patient ID (ej Namn)		Födelsedata			
Diagnose					
Tidigare använda hjälpmedel					
Inställningar					
Läge		Smart <input type="checkbox"/>		Normal <input type="checkbox"/>	
Pulsvidd (μ s)	100 <input type="checkbox"/>	150 <input type="checkbox"/>	200 <input type="checkbox"/>	250 <input type="checkbox"/>	300 <input type="checkbox"/>
Frekvens (Hz)	16 <input type="checkbox"/>	20 <input type="checkbox"/>	25 <input type="checkbox"/>	33 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>
Avstängning efter inaktivitet	0,5 h <input type="checkbox"/>	1 h <input type="checkbox"/>	2 h <input type="checkbox"/>	3 h <input type="checkbox"/>	4 h <input type="checkbox"/>
Stimulerings intensitet (mA)					
Professionell inställning (Bara för Normal läge)					
Vinkel A (stim. PÅ)					
Vinkel B (Stim. AV)					
Fördröjning (tid från när vinkel A nås till stim. sätts på)					
Max. tid stimulering					
Lyfttid (från stim. sätts igång till max)					
Sänkningstid (graderad avstängning för att förhindra full dropp)					
Kommentarer					
Evaluering gjord av					
Namn		Titel		Datum	
				Underskrift	