

Jura axelstöd – Immobilisering

Jura axelstöd – Immobilisering kan användas som armslinga eller som axel immobiliserare och den är utformad för att användas på både vänster och höger arm. Den kraftiga bomullsslingan med fullt justerbara vadderade axel- och kroppsremmar håller armen nära kroppen. Extra vadderad och avtagbar rem runt halsen för optimal komfort. Remmarna fästs genom stora D-ringar vilket gör det enkelt att applicera lyftselen med bara en arm. Tumrem för extra stöd.

Användningsområde

Kan användas vid en rad olika skador och tillstånd där det är nödvändigt att begränsa axelns och/eller armbågens rörlighet, t.ex:

- Dislokation.
- Sträckningar och stukningar.
- Före och efter operation.
- Rehabiliteringsfaser.
- Plexus brachialis eller perifer nervskada

Kontraindikationer:

Applicera inte produkten i direktkontakt med skadad hud.

Art.nr.	Storlek	Längd underarm
422230010	XS	<33
422230011	S	33cm-38cm
422230012	M	37cm-43cm
422230013	L	42cm-48cm
422230014	XL	48cm>

