

Vission Skulderortos IMMO

Vission Skulderortos IMMO är avsedd att immobilisera- och hålla överarm, armbåge och underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen är speciellt lämpad för skulder- och bröstgördelskador. Produkten är vändbar och kan användas både på vänster och höger skuldra.

Rekommenderad användning:

Skulder-, arm-, armbågsskador och skador i skuldergördeln.

T ex axelfraktur eller axelledsluxation/dislokation.

Efter skulder- och bröstgördel-kirurgi som t ex rotatorcuff kirurgi. Plexus brachialis pares eller sublaxation av axelleden.

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets bröstkorg	Längd överarm
46022	Vission Skulderortos IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	Vission Skulderortos IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	Vission Skulderortos IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	Vission Skulderortos IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	Vission Skulderortos IMMO	X-Large	113 - 120 cm	< 38 cm
46022	Vission Skulderortos IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	< 38 cm

