

EpiGel[®] with Stays

EpiGel[®] with Stays ger riktad kompression för behandling av lateral och medial epikondylit – ofta benämnt som tennisarmbåge och golfarmbåge. Två justerbara gel-/stödplattor applicerar fokuserat tryck över underarmens extensor- och flexor-muskulatur, utan att påverka blodcirkulationen.

Gelplattorna kan flyttas för individanpassat stöd, och de formbara aluminiumstagen kan anpassas efter armens anatomi för en optimal passform. Konstruktionen lyfter bandet från området med venöst återflöde och minskar därmed risken för stas.

- Mjuk gel som dämpar vibrationer
- Smidigt appliceringssystem med stabil remhållare
- Universell modell – passar både höger och vänster arm
- En storlek passar de flesta (armomkrets 20–36 cm)

Användningsområden

Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).



Art.nr	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
281600000	EpiGel [®] with Stays	One Size	20-36 cm	Bilateral	Svart