

ROM armbågsortos

Postoperativ armbågs-ortos designad att låsa eller kontrollera armbågens rörelse vid behandling av ligamentskador eller stabila frakturer. Tillåter kontroll från 0° till 90° i extension och från 0° till 120° i flexion. Rörelsen ändras enkelt i 10° intervall. Ortosens längd och omfång justeras från 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderar en armslinga.

Användningsområde: Frakturer, postoperativt, tillstånd där kontroll av flexion och extension krävs.

Art.nr.	Storlek	Vä/Hö
62150	En storlek	Vänster
62150	En storlek	Höger
62149	Extra polstring	Bilateral

