

ROM armbågsortos UniBor

Postoperativ armbågs-ortos med den senaste generationens teknologi. Rörelsen ändras enkelt i flexion-extension i 10° intervall med 120° ROM. Leden går att låsa i önskat läge. Ortosens längd och omfång kan justeras. Till ortosen kan beställas ett teleskopiskt handstöd, som kan justeras och kopplas på och av, för kontroll av pronation-supination. ROM Armbågsortos UniBor stabiliserar armen och erbjuder en bekväm och effektiv behandling.

Användningsområde: Kontroll av flexion-extension av armbågen och pronation-supination efter trauma

Art.nr.	Modell	Vä/Hö
62151	Armbågsortos UniBor	Bilateral
62152	Extra band	Bilateral
62153	Handdel	Bilateral
62154	Extra polstring	Bilateral

