

ROM Armbågsortos

Nytt i sortimentet!



Postoperativ armbågsortos designad att låsa eller kontrollera armbågens rörelse vid behandling av ligamentskador eller stabila frakturer. Tillåter kontroll från 0° till 90° i extension och från 0° till 120° i flexion. Rörelsen ändras enkelt i 10° intervall. Ortosens längd är justerbar mellan 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderar en armslinga.

Art.nr.	Storlek	Vå/Hö
62150	En storlek	Vå/Hö
62149	Extra polstring	Vå/Hö

ROM Armbågsortos Unibor

Nytt i sortimentet!

Postoperativ armbågsortos med den senaste generationens teknologi. ROM Armbågsortos UniBor stabiliserar armen och ger en bekväm och effektiv behandling. Tillåter kontroll från 0° till 90° i extension och från 0° till 120° i flexion. Rörelsen ändras enkelt i 10° intervall. Ortosens längd är justerbar mellan 34 cm och 44 cm. För kontroll av pronation-supination kan ett justerbart teleskopiskt handstöd beställas. Ortosen inkluderar en armslinga.

Art.nr.	Storlek	Vå/Hö
62151	En storlek	Bilateral
62153	Handstöd	Bilateral
62154	Extra polstring	

