






39330, 39331, 39335, 39336 Handske 39340 Ärmar FÖRSTÄRKNINGAR

elements
body





Det ingår totalt tre förstärkningar i priset.
Om DW är markerad räknas denna som en förstärkning, om den inte är markerad kan tre andra förstärkningar väljas.

CAMP
SCANDINAVIA

39330, 39331, 39335, 39336 Handske
39340 Ärm
FÖRSTÄRKNINGAR


elements
body



AEP-L

Anterior Elbow Panel Left


För att motverka hyperextension av vänster armbåge



AEP-R

Anterior Elbow Panel Right


För att motverka hyperextension av höger armbåge



PEP-L

Posterior Elbow Panel Left

För att motverka flexion av vänster armbåge



PEP-R

Posterior Elbow Panel Right








För att motverka flexion av höger armbåge

Det ingår totalt tre förstärkningar i priset.
Om DW är markerad räknas denna som en förstärkning, om den inte är markerad kan tre andra förstärkningar väljas.

CAMP[®]
SCANDINAVIA

39330, 39331, 39335, 39336 Handske 39340 Ärm FÖRSTÄRKNINGAR

elements
body



Det ingår totalt tre förstärkningar i priset.
Om DW är markerad räknas denna som en
förstärkning, om den inte är markerad kan tre
andra förstärkningar väljas.