

## Swedish droppfotsortos

En något stabilare droppfotsortos tillverkad av polypropylen avsedd att användas vid lindriga besvär av droppfot i samband med olika neurologiska diagnoser. Skenan har en "kryss" konstruktion i bakdelen med ett öppet hälparti och öppning över vaden. Ortosen har en bred polstring i överkant som stängs med kardborrband. Det medföljer även ett extra kardborrband som hjälper till att hålla foten på plats i ortosen. Fotbladet på ortosen kan enkelt klippas till rätt passform efter brukaren fotstorlek.

**Användningsområde:** Lindrig droppfot.



| Art.nr. | Färg | Storlek | Vä/Hö | Längd | Höjd  |
|---------|------|---------|-------|-------|-------|
| 71298   | Vit  | Small   | Vä/Hö | 24 cm | 26 cm |
| 71298   | Vit  | Medium  | Vä/Hö | 27 cm | 29 cm |
| 71298   | Vit  | Large   | Vä/Hö | 28 cm | 34 cm |
| 71298   | Vit  | X-Large | Vä/Hö | 30 cm | 38 cm |