



 surestep

// Produktkatalog

CAMP[®]
SCANDINAVIA

grow with us

THE SURESTEP STORY //

Suresteps produkter har förbättrat livskvaliteten för tusentals barn, men det började med bara ett barn.

Ortopedingenjören och grundaren av Surestep, Bernie Veldman hade ett bekymmer; hur han skulle påverka sin sons pronation i fötterna. Han såg två möjligheter; att nöja sig med hur det var eller att själv skapa något bättre. Han valde det senare alternativet. Efter att ha provat dussintals prototyper, så föddes slutligen Surestep SMO.

Allt sedan den dagen så har detta revolutionerat hur barn med hypotoni ortosbehandlas. Suresteps fokus i dag är att utveckla fotortoser för barn med låg tonus.



» Tillverkade efter mått

» Unika "trim lines"

» Unik kompressionsmetod

» Flexibel termoplast

Smo & big shot

SMO // Suresteps dynamiska SMO använder kompression för att stabilisera foten och fotleden, vilket möjliggör utveckling av intrinsikmuskulaturen, muskelstrategier och rörelsemönster.

BIG SHOT // Designad med en innerhylsa för aktiva barn som fortfarande behöver stabiliteten hos en SMO. Utskärningar skapar plats för prominenta strukturer.

VIKTBEGRÄNSNINGAR

SMO: Upp till 36kg
Big Shot Lite: 22-40 kg
Big Shot: över 36 kg

Individuellt tillverkade efter mått. Både gips och mått behövs när mått nummer 5 på formuläret överskrider 7,5 cm.



Surestep SMO Standard
28633/28634



Big Shot SMO
28636

modifications

Open Heel
Inner Boot
tillägg 28732



Toe Walking
Högre bakkant
tillägg 28733



Clubfoot
Omvända
trimlinjer &
abducerad
framfot
tillägg 28734



Metatarsus
Adductus
Omvända
trimlinjer
tillägg 28735





Toe Walking

Istället för att blockera plantarflexion så hjälper denna version till att facilitera ett "håll-till-tå" gångmönster genom ortosens kompression, den högre bakkanten och kinetisk påminnelse att hålla hälen nere.

Open Heel

Denna modifiering förbättrar proprioceptionen och anterior viktörflyttning. För att undvika klämrisk har denna en extra tunn formad innerhylsa.



Egen design!

Det finns mer 30 olika mönster att välja mellan för att göra ortosen så tiltalande för barnet som möjligt. Besök vår hemsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad med de senaste mönsterna och färgerna.



INDIKATIONER

Pronation, hypotoni, instabilitet i tre plan vid viktbelastning, oförmåga att stå självständigt, mild tågång, framträdande prominenser (endast Big Shot)



KONTRAIKATIONER

Hypertoni, spasticitet, kraftig tågång

afo

Individuellt tillverkade efter mått. Både gips och mått behövs när mått nummer 5 på formuläret överskrider 7,5 cm.

ADVANCED



28639

ADVANCED // Oledad AFO med enkel övergång till en standard Surestep SMO.

EGENSKAPER

Fullängds fotblad, Surestep "trim line"

VIKTBEGRÄNSNING

Patienter upp till 36 kg.

INDIKATIONER

Pronation, hypotoni, hypermobilitet, sent stående, oförmåga att stå under lång tid

KONTRAINDIKATIONER

Stark spasticitet, betydande kontrakturer, betydande fotdeformiteter



indy 2



INDY 2 STAGE // Dynamic AFO/SMO som ger stabilitet i tre plan utan att begränsa användningen av fotens muskulatur.

VIKTBEGRÄNSNING

Indy 2 Solid, ingen viktbegränsning
Indy 2 Articulated Small, upp till 18 kg
Indy 2 Articulated Large, upp till 36 kg

Individuellt tillverkade efter mått.
Både gips och mått behövs när mått nummer 5 på formuläret överskrider 7,5 cm.

variations indy 2

Solid Ankle
28631



Articulated
28260



INDIKATIONER

Hypotoni, hypertoni, flexibel pronation eller supination, nedsatt proprioception, svårigheter att förflytta sig från sittande till stående, svaghet eller instabilitet i sagittal och/eller frontalplanet, mild till måttlig spasticitet



KONTRAIKATIONER

Betydande ankelkontrakturer, svår spastisk påverkan

HEKO 4-AXIS

HEKO



HEKO KNÄLED // Knäled med 4-axlar, perfekt för barn eller andra mindre leder som handleder, armbågar etc. Den har låg vikt och liten bygghöjd. Full rörelse eller inställning mellan 0° - 135°

VIKTBEGRÄNSNINGAR

Small = Patienter upp till 22 kg.

Large = Patienter upp till 45 kg.



INDIKATIONER

Knäinstabilitet, översträckning, varus-valgus kontroll.



KONTRAIKATIONER

Växlande ödem



Exempel på ortos med HEKO-led.



grow
with us

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Beställnings- underlag	Enhet
28633 0000	Surestep SMO, Standard	upp till 36 kg	Måttbeställd	Par
28634 0000	Surestep SMO, Standard	upp till 36 kg	Måttbeställd	Styck
28736 0000	Surestep Big Shot Lite	22 - 40 kg	Måttbeställd	Par
28737 0000	Surestep Big Shot Lite	22 - 40 kg	Måttbeställd	Styck
28636 0000	Surestep Big Shot	Över 36 kg	Måttbeställd	Par
28636 1000	Surestep Big Shot	Över 36 kg	Måttbeställd	Styck
28639 1000	Surestep Advance	upp till 36 kg	Gips + Mått	Par
28639 0000	Surestep Advance	upp till 36 kg	Gips + Mått	Styck
28631 1000	Surestep Indy 2-Stage, Solid	ingen begränsning	Gips + Mått	Par
28631 0000	Surestep Indy 2-Stage, Solid	ingen begränsning	Gips + Mått	Styck
28260 0011	Surestep Indy 2-Stage Ledad	upp till 18 kg	Gips + Mått	Par
28260 0013	Surestep Indy 2-Stage Ledad	18 - 36 kg	Gips + Mått	Styck
Tilläggfunktioner till ovan :				
28732 0000	Open Heel Moulded Inner Boot		Ej för Advance	Styck
28733 0000	Toe Walking Extension		Ej för Advance	Styck
28734 0000	Club Foot Trim Lines			Styck
28735 0000	Metatarsus Adductus Trim Lines			Styck
62650 0011	HEKO Knäled, rostfri	upp till 22 kg		Par
62650 0013	HEKO Knäled, rostfri	upp till 45 kg		Par

Surestep kan vara den stora skillnaden i barnets liv - med större självförtroende och ökad stabilitet för sina fötter med hjälp av våra ortoser!

*Bernie Veldman
CO, Grundare av Surestep*

Support for
Better Life!

CAMP[®]
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 00
E-post info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no