

Ytterligare en utveckling inom ToeOFF®-Familjen!

NAVIGAIT™ är alternativet vid mild droppfot där lyftet enkelt kan justeras med gummibandet efter användarens behov.

- Utvecklad för att hjälpa personer med mild droppfot till bättre dorsalflexion.
- Den polstrade plastdelen sitter bekvämt mot benets framsida.
- Har en avtagbar tvättbar polstring.
- Graden av dorsalflexion justeras genom fästet i skon eller kardborrbandets placering.
- Den smidiga designen gör den osynlig under långbyxor.
- NAVIGAIT™ finns i två storlekar.
- Plastdelen kan vid behov trimmas något i över- och underkant.

NAVIGAIT™

Användningsområden/Indikationer

NAVIGAIT™ är avsedd att stödja en fot när möjligheten till aktiv dorsalflexion är reducerad till följd av neurologiska tillstånd så som stroke, MS, Post-polio etc.

Kontraindikationer

NAVIGAIT™ skall inte användas av personer som uppvisar spasticitet eller har kraftiga ödem.

Övrigt

NAVIGAIT™ adresserar inte fofelställningar och deformiteter, dessa skall behandlas med skor och/eller inlägg vid behov.

För andra indikationer rekommenderar vi de övriga produkterna inom ToeOFF®-Familjen.



En viktig del av vår produktutveckling är att lyssna på marknaden och samla in de synpunkter och önskemål som dyker upp från både brukare och från den ortopedtekniska verksamheten.

Utvecklingen av NAVIGAIT™ är ett unikt samarbete mellan brukare, ortopedingenjör och Camp Scandinavia. Som ett led i vår ambition "Support for better life" är utvecklingen av sortimentsbredden viktig för att möta alla de olika behov som finns.

Peter Allard
VD

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Plastdelens höjd
28410 0011	NAVIGAIT™	Small/Medium	27,5 cm
28410 0013	NAVIGAIT™	Large/XLarge	31,5 cm
28412 0011	Extra band m. krok	Small/Medium	
28412 0013	Extra band m. krok	Large/XLarge	

patent pending

September 2010 ©