

ASO® fotledsortos med skenor

Stabilt fotledsstöd med låg profil och uttagbara plastskenor medialt och lateralt samt stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejpning och hindrar foten att supinera/pronera. Banden justeras beroende på skadans karaktär. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

Användningsområde: Akut eller långvarig fotledsinstabilitet och preventivt vid idrottsutövning.



Art.nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö	Mått
28186	Med skenor	Svart	X-Small	Bilateral	25-27,5 cm
28186	Med skenor	Svart	Small	Bilateral	27,5-30 cm
28186	Med skenor	Svart	Medium	Bilateral	30-32,5 cm
28186	Med skenor	Svart	Large	Bilateral	32,5-35 cm
28186	Med skenor	Svart	X-Large	Bilateral	35-37,5 cm
28186	Med skenor	Svart	XX-Large	Bilateral	37,5-40 cm