

CAMP®



EVO QUATRO

Stabilt fotledsstöd med låg profil

EVO QUATRO

EVO Quatro - en stabil fotledsortos med en innovativ band- och manchetteknologi i en smidig "low profile" design.

Låg profil design

Materialet runt mellanfoten är reducerad för att tillåta normal dorsal-plantarflexion. Den tunna konstruktionen gör Quatro perfekt om man behöver komma i en trång sko, som t ex fotboll, friidrott och löpning.

Skenor och stabiliserande band

Ortosen har ett patenterat bandsystem som håller calcaneus på plats och motverkar inversion eller eversion av ankeln.

Dynamisk manschett

Ultratunn plastmanschett ger tillsammans med bandsystemet en cirkulär kompression runt den distala tibiofibulära leden. Manschetten är fodrad med CoolFlex polstring för en förbättrad komfort och skinloc-material för att undvika glidning och för ett säkert grepp runt calcaneus.

Indikationer:

Inversion eller eversion ankelstukning, höga ankelstukningar, medial eller lateral ankelinstabilitet, subtalar ledinstabilitet, ligamentskador i fotleden.



Art no	Färg	Vä/Hö	Storlek	Pådragsmått
28192	Svart	Bilat.	X-Small	25-27,5 cm
28192	Svart	Bilat.	Small	27,7-30 cm
28192	Svart	Bilat.	Medium	30-32,5 cm
28192	Svart	Bilat.	Large	32,5-35 cm
28192	Svart	Bilat.	X-Large	35-37,5 cm
28192	Svart	Bilat.	XX-Large	37,5-40 cm