

Airtex Ankle Support

Airtex ankelortos ger stöd och kompression vid återhämtning efter akut skada. Ortosen lämpar sig även väl för aktiva personer i behov av extra stöd runt ankeln vid fysisk aktivitet.

Ortosen ger ett dynamiskt stöd till senor och muskler runt fotleden utan att immobilisera eller reducera ankelns funktionalitet, vilket bidrar till en förbättrad behandling.

Utformad med korsade band för mediolateral kontroll av fotleden. De två fästena kan justeras individuellt för att reglera kompressionen. Öppen häl för ökad komfort.

Fotledsortosen ingår i den nya AIRTEX-serien från PRIM som har utformats med en ny hudvänlig limningsteknik som gör det möjligt att sammanfoga de olika textildelarna utan sömmar. Avsaknaden av tråd och sömmar minskar skav på huden, vilket ökar komforten för användaren.


Airtex produkterna är lätta med 100% aktiv andningsförmåga. Tyget är utformat för att säkerställa tillräcklig ventilation genom att aktivt hjälpa till att avlägsna värme och svett så att huden känns frisk, fräsch och bekväm.

Användningsområde:

Stukning. Kontusion och muskelsmärta. Instabilitet och stelhet i leder. Stöd och skydd vid idrottsutövning.

Mått:

Omkrets ankel.



Art.nr	Färg	Storlek	Mått
281940000	Svart	One Size	18-30 cm