

# VACO<sup>®</sup>ped & VACO<sup>®</sup>ped Short

## Komplett behandling for fot- och fotledsskador

VACO<sup>®</sup>ped är en gjuten, stabil funktionsortos för immobilisering av fot och fotled. VACO<sup>®</sup>ped har ett stort rörelseomfång och möjliggör en äkta Equinus-position för fot och fotled vid behandling av akillessenerupturer.

OPED:s patenterade vakuumteknik är det moderna alternativet till gips. En kudde fylld med tusentals styrofoampärlor omger den skadade kroppsdel. När luften sugts ut ur kudden, med hjälp av en pump, blir den hård som ett gips. Vakuumkudden formar sig perfekt efter den enskilda patientens anatomi och kan justeras för att ta hänsyn till svullnad och atrofi.

VACO<sup>®</sup>ped erbjuder ett val av rörelseomfång (ROM) från -15° till +30°. Mycket anpassningsbar med endast 3 storlekar. Utbytbara inlägg för bättre hygien och komfort samt en avtagbar sula för enklare rengöring. Röntgengennomsläpplig. Finns även i kort modell.



## Användningsområde

Konservativ och operativ akillessenereparation (ATR), dynamisk behandling av fotledsfrakturer, fotledsfrakturer, metatarsalfrakturer, akillessenerupturer, calcaneusfrakturer, svåra stukningar, proteser, artrodeser.

Art.nr.	Modell	Storlek	Skostorlek	Omkrets vad	Omkrets ankel	Framfotens bredd	Fotens längd
476320011	VACO <sup>®</sup> ped	Small	35-40	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476320012	VACO <sup>®</sup> ped	Medium	40-45	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25-28 cm
476320013	VACO <sup>®</sup> ped	Large	45-50	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28-31 cm
476330011	VACO <sup>®</sup> ped Short	Small	35-40	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476330012	VACO <sup>®</sup> ped Short	Medium	40-45	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25-28 cm
476330013	VACO <sup>®</sup> ped Short	Large	45-50	29-39 cm	30-45 cm	13 cm	28-31 cm