

## VACO<sup>®</sup>ped Xelgo

VACO<sup>®</sup>ped Xelgo är en ny och banbrytande innovation inom behandlingen av akillessenerupturer. Ortosen har alla de kända fördelarna med VACO<sup>®</sup>ped men erbjuder en ny inläggssula som är en vidareutveckling av den beprövade pärlteknologin. Xelgo-inläggen innehåller pärlor inbäddade i dynor som binds samman via viskösa vätskebryggor. Fotens form sjunker in i inlägget som anpassar sig till patientens individuella anatomi – fixerad och optimalt stabiliserad, omsluter svullnader och minskar tryck. Tack vare Xelgo-teknologin är hanteringen av ortosen enklare och snabbare jämfört med vakuum- och luftsystem, där pumpar och separering av inlägget vid tvätt krävs. DryClim<sup>®</sup>-materialet säkerställer andningsförmåga och ventilation. Jämförande studier har visat samma gipsstabilitet och samma höga kapacitet för tryckavlastning. Ortosen erbjuder ett rörelseomfång (ROM) från -15° till +30°, och designen ger en verklig spetsfotposition för foten och vristen vid behandling av akillessenerupturer. Mycket anpassningsbar med endast 3 storlekar.



### Användningsområde

Fotledsfrakturer, metatarsalfrakturer, akillessenerupturer, kalkaneusfrakturer, svåra stukningar, proteser och artrodeser.

Art.nr.	Modell	Storlek	Skostorlek	Omkrets ankel	Framfotens bredd	Fotlängd
476620011	VACOped XELGO	Small	35-40	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
476620012	VACOped XELGO	Medium	40-45	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
476620013	VACOped XELGO	Large	45-50	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
476660011	XELGO polstring för VACOPED	Small	-	-	-	-
476660012	XELGO polstring för VACOPED	Medium	-	-	-	-
476660013	XELGO polstring för VACOPED	Large	-	-	-	-