

SELECTION® Fingerloop

En tvillingortos som effektivt håller ihop två eller flera fingrar, så att det starkare fingret kan hjälpa det svagare som stöd, skydd och/ eller för att öka rörelseomfånget. Kan även användas som en statisk progressiv skena för ökat rörelseomfång i DIP-leden.

Ortosen är tillverkat i 100 % slitstark och snabbtorkande nylon. Svetsad utan sömmar och därför lätt att skära till för en personlig passform. En eller flera bitar kan användas samtidigt.

För extra flexibilitet finns det halvpreparerade Fingerloop-arket som enkelt kan klippas till enskilda band i önskad bredd.

Användningsområde:

Stöd för fingrarna efter till exempel skada, operation, stabila frakturer, metacarpalfrakturer, kroniska smärttillstånd, stukningar, ledförslitning och kontrakturer.

Art.nr.	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Antal/Förp
352190000	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15.5 cm	5
352200000	SELECTION® Fingerloop Ark	-	10 cm	15,5 cm	1

