

SELECTION[®] Open Wrist Barn

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION[®] materialet. Ortosen har en formad aluminiumska på volarsidan. Den har två tumband, ett som fästs runt tummen och ett som fästs på handryggen för att hålla tillbaka tummen så den inte faller in i handen.

SELECTION[®] Open Wrist Barn är avsedd att immobilisera CMC-led och handled i syfte att minska smärta, vägleda handleden till ett neutralt läge och vid behov stödja en handled efter trauma/operation.

- Två-delat tumband som hjälper till att hålla ut tummen från handen till en funktionell position.
- Integrerat stabiliserande elastiskt band runt handleden.
- Extra material som stödjer tummens muskler och det extra tumbandet hjälper till att föra den adducerade tummen ut från handflatan.

Användningsområde

Reumatoid artrit, CP, efter trauma/operation.



Art.nr. vänster	Art.nr. höger	Storlek	Omkrets handled	Handledsmått
353061011	363062011	Small	11,5- 14 cm	7-8 cm
363061012	363062012	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm
363061013	363062013	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm