

CMC-X-Lacer™

CMC-X Lacer™ tumortos som ger smärtlindring vid osteoartrit i tummens CMC-led samtidigt som den tillåter rörelse. Låsningssystemet med snörning kan enkelt justeras och placera tumbasen i önskad abduktionsgrad för att hjälpa till att stabilisera CMC-leden och samtidigt tillåta tummen en funktionell rörlighet. Den justerbara polstrade aluminiumskenan arbetar tillsammans med snörningssystemet och ger ett lätt tryck med ytterligare stabilisering av CMC-leden. CMC-X Lacer tumortos är tillverkad av hypoallergen CoolFlex™ -material för komfort och kompression. CMC-X Lacer innehåller inte latex eller neoprene.



Artikel nr.	Färg	Storlek	Omkrets handled
28562 0010	Svart	X-Small	<14 cm
28562 0011	Svart	Small	14-16 cm
28562 0012	Svart	Medium	16-18 cm
28562 0013	Svart	Large	18-19,5 cm
28562 0014	Svart	X-Large	>19,5 cm

