

## VISSION textila ortoser!

**Nu lanserar vi ytterligare modeller i VISSION-serien. Materialet i VISSION produkterna är helt nytt och unikt, speciellt framtaget för tum- och handledsortoser. Den mjuka behagliga insidan av bomull har kombinerats med en slitstark yta av polyester, nylon och lycra.**

**Design och mönsterframtagning har fokuserat på den anatomiska passformen för att ge smidiga och följsamma ortoser med hög funktion.**

### VISSION Handledsortos KORT

En något kortare handledsortos, tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Denna modell har ingen skena volart. Öppet justerbart tumgrepp. Modellen är 13,5 cm lång.

#### Avsedd användning:

Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, avgipsning, överrörlighet, reumatiska problem, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Färg	Storlek	Omkrets Handled
46030 1009	46030 2009	Svart	XX-Small	11 - 12 cm
46030 1010	46030 2010	Svart	X-Small	12 - 13 cm
46030 1011	46030 2011	Svart	Small	13 - 14 cm
46030 1012	46030 2012	Svart	Medium	14 - 16 cm
46030 1013	46030 2013	Svart	Large	16 - 19 cm
46030 1014	46030 2014	Svart	X-Large	19 - 22 cm



## VISSION Tumortos med formbar plast



Denna tumortos har en avtagbar formbar lågtemperaturplast på tumsidan. Plasten skall formas individuellt för varje patient genom att doppas i vattenbad i 72°C. Den är tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Öppet justerbart tumgrepp. Modellen är 18 cm lång på tumsidan.

### Avsedd användning:

Denna ortos är avsedd att begränsa rörlighet i CMC och MCP I lederna, och att positionera tummen i en funktionell position genom den individuellt anpassade plastdelen. Mild till moderat CMC och MCP I instabilitet, ligamentskador, Morbus de Quervain, inflammationer, degenerativa sjukdomar och trauma.

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Färg	Storlek	Omkrets Handled
46024 1010	46024 2010	Svart	X-Small	12 - 13 cm
46024 1011	46024 2011	Svart	Small	13 - 14 cm
46024 1012	46024 2012	Svart	Medium	14 - 16 cm
46024 1013	46024 2013	Svart	Large	16 - 19 cm
46024 1014	46024 2014	Svart	X-Large	19 - 22 cm

Inlägg av  
lågtemperaturplast



## VISSION Tumortos med skena

En tumortos med plastskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Uppbyggnaden av det underliggande materialet gör att skenan inte trycker mot leder eller muskulatur. Materialet är ett stadigt och slitstarkt resårmaterial som har en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp. Den korta modellen är 13 cm lång och den långa är 16 cm lång (där skenan ligger).



KORT

### Avsedd användning:

Instabilitet i tummens leder (CMC -eller MCP-leden), inflammationer, förslitningsskador, belastningsrelaterade problem samt vid reumatiska förändringar för den korta modellen och även Trigger Finger; Morbus De Quervain för den långa.

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Modell	Färg	Storlek	Omkrets Handled
46028 1009	46028 2009	Kort	Svart	XX-Small	11 - 12 cm
46028 1010	46028 2010	Kort	Svart	X-Small	12 - 13 cm
46028 1011	46028 2011	Kort	Svart	Small	13 - 14 cm
46028 1012	46028 2012	Kort	Svart	Medium	14 - 16 cm
46028 1013	46028 2013	Kort	Svart	Large	16 - 19 cm
46028 1014	46028 2014	Kort	Svart	X-Large	19 - 22 cm
46023 1009	46023 2009	Lång	Svart	XX-Small	11 - 12 cm
46023 1010	46023 2010	Lång	Svart	X-Small	12 - 13 cm
46023 1011	46023 2011	Lång	Svart	Small	13 - 14 cm
46023 1012	46023 2012	Lång	Svart	Medium	14 - 16 cm
46023 1013	46023 2013	Lång	Svart	Large	16 - 19 cm
46023 1014	46023 2014	Lång	Svart	X-Large	19 - 22 cm



LÅNG

## VISSION Handledsortos med skena



En handledsortos i standardmodell tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resåmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Den ger ett stabilt stöd och har en formbar plastskena volart. Öppet justerbart tumgrepp. Modellen är 19 cm lång.

### Avsedd användning:

Inflammationer; arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Färg	Storlek	Omkrets Handled
46029 1009	46029 2009	Svart	XX-Small	11 - 12 cm
46029 1010	46029 2010	Svart	X-Small	12 - 13 cm
46029 1011	46029 2011	Svart	Small	13 - 14 cm
46029 1012	46029 2012	Svart	Medium	14 - 16 cm
46029 1013	46029 2013	Svart	Large	16 - 19 cm
46029 1014	46029 2014	Svart	X-Large	19 - 22 cm

## VISSION Handledsortos med tumdel

Denna modell har samma grundmönster som den vanliga handledsortosen, men också ett extra stöd för tummen. En mjuk skena på tummens utsida ger ett lätt stöd. Både skenan på tumsidan och skenan på volarsidan kan enkelt tas ut ur ortosen. Den har även ett justerbart band vid tummen. Modellen är 19 cm lång, mätt på volarsidan.

### Avsedd användning:

Den är avsedd att begränsa rörligheten i CMC och MCP I lederna och att positionera tummen i en funktionell position samtidigt som handledsflexionen begränsas. Detta vid indikationer som t.ex. mild till moderat CMC and MCP I instabilitet, ligamentskador, inflammationer, degenerativa sjukdomar och trauma.

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Färg	Storlek	Omkrets Handled
46031 1009	46031 2009	Svart	XX-Small	11 - 12 cm
46031 1010	46031 2010	Svart	X-Small	12 - 13 cm
46031 1011	46031 2011	Svart	Small	13 - 14 cm
46031 1012	46031 2012	Svart	Medium	14 - 16 cm
46031 1013	46031 2013	Svart	Large	16 - 19 cm
46031 1014	46031 2014	Svart	X-Large	19 - 22 cm

