

Selection[®]

Radialis finger- och tumdelar



Tumdel



Fingerdel

**Individuellt hand- och fingerstöd
– används tillsammans med
SELECTION[®] handledsortoser.**

SELECTION[®] Radialis Finger- och Tumdelar är utformade för att ge specifikt stöd till hand och fingrar när de används tillsammans med SELECTION[®] handledsortoser: 35204, 35205, 35209, 35222, 35223 och 35305.

De lämpar sig för patienter med radialispåverkan, där nervskada försämrar greppfunktionen. I sådana fall rekommenderas användning i kombination med den längre MultiOpen-handledsortosen, som ger ett förbättrat handledsstöd under rehabiliteringen.

Finns i mindre storlekar för barn

Tumdelen finns även i XS och XXS, vilket gör den kompatibel med vårt handledsstöd för barn. Detta gör den särskilt väl lämpad för barn med till exempel cerebral pares, som ofta behöver mer individanpassade lösningar.

Flexibla och individuellt anpassade lösningar

Finger- och tumdelarna finns tillgängliga separat och kan användas individuellt eller kombineras, beroende på patientens behov.

- Fingerdelen består av två sektioner, vilket gör den enkel att ta på och justera för en optimal passform. Den fästs säkert på den mjuka kardborretytan på handledsortosens ovansida och ger ett bekvämt stöd åt fingrarna.
- Tumdelen är individuellt justerbar – till skillnad från ortoser med integrerad tumsektion – och ger fullt greppstöd under hela rehabiliteringsfasen.

Nyckelfördelar med SELECTION[®] Radialis


- Låg profil och hög komfort – i linje med SELECTION[®] handledsortoser
- Flexibel justering efter individuella behov
- Passar både barn och vuxna
- Idealisk vid radialispåverkan och andra funktionsnedsättningar som påverkar hand- och fingerfunktion.



SELECTION® Radialis Fingerdel

Art. nr.	Storlek	Vä/Hö	Mått
352171011	Small	Vänster	17 - 20 cm
352171012	Medium	Vänster	20 - 23 cm
352171013	Large	Vänster	23 - 27 cm
352172011	Small	Höger	17 - 20 cm
352172012	Medium	Höger	20 - 23 cm
352172013	Large	Höger	23 - 27 cm

Mått: Omkrets MCP 2-5



SELECTION® Radialis Tumdel

Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Mått
352161009	XX-Small	Vänster	1,5-2 cm
352161010	X-Small	Vänster	2-3 cm
352161011	Small	Vänster	3 - 4 cm
352161013	Large	Vänster	5 - 6 cm
352162009	XX-Small	Höger	1,5-2 cm
352162010	X-Small	Höger	2-3 cm
352162011	Small	Höger	3 - 4 cm
352162013	Large	Höger	5 - 6 cm

Mått: Längd från ledcentrum MCP1 till ledcentrum IP1.

