

# CMC Care Tumortos

Denna funktionella tumortos stödjer tummens CMC-led och håller metakarpalleden i en funktionell position med bibehållen greppförmåga. Ortosen har en integrerad formbar aluminiumska och en justerbar kardborrlåsning. Den anatomiska designen, med sina väl avfasade kanter, ger en utmärkt passform och hög komfort. Handeden och övriga delar av handen kan röra sig fritt utan att hindras av ortosen.

- *Tunnare och smidigare bandlösning*
- *Förbättrad passform*
- *Funktionell design*

## Indikationen:

Osteoartrit i tummen leder; instabilitet i tummen, postoperativt efter artroplastik av CMC-I leden.



**UPPDATERAD  
VERSION!**

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Färg	Storlek	Omkrets handled
28552 1011	28552 2011	Grå	Small	16 - 19,5 cm
28552 1012	28552 2012	Grå	Medium	19,5 - 22,5 cm
28552 1013	28552 2013	Grå	Large	22,5 - 26 cm