

S.O.T TUMORTOS

Viloortos som positionerar tummen i ett optimalt viloläge.



EN NY UNIK
ORTOSLÖSNING!



S.O.T TUMORTOS

är en helt ny anatomisk formad ortos för tumme och handflata.

Ortosen är utformad för att begränsa rörelserna i tummens CMC- och MCP-leder; ge stöd för handens valv samt positionera tummens leder och muskler i ett bekvämt viloläge.


Indikationer:

Vid artros* reumatoid artrit, adduktionskontraktur i tummen och vid överbelastningsskador.



- Ortosen har en justerbar aluminiumkärna som enkelt kan anpassas/omformas till en individuell passform.
- Ortosen kan justeras efterhand som kontrakturen förändras.
- Ortosen kan maskintvättas i 40 grader med överdraget monterat.
- Den smidiga designen gör den till ett utmärkt alternativ till specialtillverkade viloortoser.

BEGRÄNSA RÖRSELSEN



ADDUCERAD TUMME



* OA - CMC-regionen grad I-4¹. Vid OA i etapp 4 är os scaphoideum också involverad. Då bör tumstödet kombineras med en handledsortos.

¹Eaton and Littler Classification of Basilar Thumb Arthritis.

EXTRA STÖD

När även stöd för handleden behövs kan SOT Tumortos användas tillsammans med en handledsortos, tex 46029 Vission Handledsortos eller 35207 Selection Open wrist. För patienter med underarmsfraktur som under immobiliseringstiden utvecklat adduktionskontraktur kan SOT tumortos med fördel användas nattetid kombinerat med ett handledsstöd. För patienter med carpal tunnelssyndrom är det förutom handledsstödet fördelaktigt att få stöd under MCP-lederna och öppna upp handen för att ge bättre plats för medianus-nerven i carpal tunneln nattetid. Detta är även gynnsamt vid artrit/artros där det föreligger risk för intrinsic-förkortning. SOT Tumortos band-set tas då av och produkten placeras inuti handledsortosen enligt bilden.




Här visas S.O.T Tumortos i kombination med handledsstödet VISSION. En smidig och funktionell ortoslösning när stöd även behövs för handleden.





S.O.T TUMORTOS



Art.nr.	Benämning	Sida	Storlek	MCP Bredd**	Längd ** (från handled till fingertopp)
28720 1011	S.O.T.Tumortos*	Vänster	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm
28720 1012	S.O.T.Tumortos*	Vänster	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28720 1013	S.O.T.Tumortos*	Vänster	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28720 2011	S.O.T.Tumortos*	Höger	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm
28720 2012	S.O.T.Tumortos*	Höger	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28720 2013	S.O.T.Tumortos*	Höger	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28721 1011	Extra överdrag	Vänster	Small		
28721 1012	Extra överdrag	Vänster	Medium		
28721 1013	Extra överdrag	Vänster	Large		
28721 2011	Extra överdrag	Höger	Small		
28721 2012	Extra överdrag	Höger	Medium		
28721 2013	Extra överdrag	Höger	Large		

* komplett ortos med ett överdrag

** Relationen mellan hand och fingrarnas längd kan variera. Se därför storleksintervallen enbart som en guide.

Läs mer om S.O.T Tumortos på hemsidan. Där finns både instruktionen och Tips & Tricks att ladda ner både för terapeuten och för användaren.
www.camp.se/hand-och-handledsortoser/tumortoser/S.O.T.Tumortos.