

TVÅ INNOVATIVA TUMORTOSER FRÅN CAMP SCANDINAVIA



TeePee™

Stabilt stöd med tre formbara skenor för
stöd central, dorsalt och palmart.



CMC

Stödjer CMC-leden och ger lätt
kompression av tumbasen.

Tee Pee™ tumortos

Tumortos med tre formbara aluminiumskenor; centralt, dorsalt och palmart. Ortosen ger ett stabilt stöd för tummen. Tillverkad av perforerad luftig mockimitation samt foder som andas.

Art.nr	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28560	Svart	Bilat.	X-Small	<9 cm
28560	Svart	Bilat.	Small	9-10 cm
28560	Svart	Bilat.	Medium	10-11,5 cm
28560	Svart	Bilat.	Large	11,5-13 cm
28560	Svart	Bilat.	X-Large	>13 cm



CMC tumortos

Denna tumbasortos är avsedd att stödja CMC-leden vid instabilitet och förslitningsskador. Den polstrade inre skenan i kombination med ett yttre elastiskt förslutningsband ger kompression av tumbasen och hjälper därmed till att stabilisera CMC-leden.

Art.nr	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28561	Svart	Vä/Hö	X-Small	<14 cm
28561	Svart	Vä/Hö	Small	14-15,5 cm
28561	Svart	Vä/Hö	Medium	15,5-17,5 cm
28561	Svart	Vä/Hö	Large	17,5-19,5 cm
28561	Svart	Vä/Hö	X-Large	> 19,5 cm



För mer information:

Kontakta kundservice

Tel. 042-25 27 01

kundsupport@camp.se