

SELECTION® Knee Optima Wrap

SELECTION® Optima Wrap är avsedd att användas vid en rad olika smärttillstånd i knäleden. Ortosens multi-funktioner gör att den enkelt kan anpassas vid utprovning. Optima levereras komplett med inställbara dubbelledade skenor. Hyperextensionskryss på baksidan som enkelt kan monteras på och av. Extra band för att minska att tibia faller framåt i samband med ACL-problem. Ortosen har en anatomiskt formad patellaöppning för optimal passform. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort. Optima har rigida band uppe och nere vilket ger ökad stabilitet.

Användningsområde: Måttlig hyperextension i knäleden, måttlig/moderat M-L instabilitet, begynnande Artros, patellofemorala smärtsyndrom, Reumatoid artrit, kollateralligamentskador (MCL, LCL) och ACL-skador.



Art.nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
357030010	Svart	X-Small	Bilateral	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm
357030011	Svart	Small	Bilateral	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm
357030115	Svart	Small Plus	Bilateral	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm
357030012	Svart	Medium	Bilateral	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm
357030125	Svart	Medium Plus	Bilateral	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm
357030013	Svart	Large	Bilateral	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm
357030135	Svart	Large Plus	Bilateral	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm
357030014	Svart	X-Large	Bilateral	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm
357030145	Svart	X-Large Plus	Bilateral	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm
357030015	Svart	XX-Large	Bilateral	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm
357030155	Svart	XX-Large Plus	Bilateral	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm
550110050	PCL Band	50 cm	-	-	-	-