

SELECTION® Patella

SELECTION® Patella är en knäortos vars avsedda användning är helt inriktad mot patella problem. Den hästskoformade kudden kan enkelt tas ut och placeras på den sida av patella där stödet behövs. Kudden har elastiska dragband som fäster i det mjuka velourmaterialet runt knäskålen. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

Användningsområde: Patella luxation, patellofemoralt smärtsyndrom, Schlatter; Jumpers Knee, främre knäsmärta.



Art.nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
35704	Svart	X-Small	Bilateral	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm
35704	Svart	Small	Bilateral	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm
35704	Svart	Medium	Bilateral	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm
35704	Svart	Large	Bilateral	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm
35704	Svart	X-Large	Bilateral	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm