

ROM Postoperativ- knäortos

Postoperativ knäortos i universalstorlek med polstring som kan klippas till önskad storlek utan att fransa sig. Skenor av aluminium som kan formas för bästa passform. Den bekväma och luftiga polstring hålls på plats av de cirkulära banden. Den inkaplade polycentriska leden är enkel att justera med pinnar som hålls fast i leden med små plast band för att förhindra att pinnarna faller bort. Leden låses fast med en skruv för att hindra att den ändras. Leden kan ställas i önskad grad av flexion (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) och extension (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Modellen finns i en kort och en lång version.

Avsedd användning:

Postoperativ behandling och posttraumatisk behandling för immobilisering av knäleden för kontroll av flexion/extension.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Längd
28308 0000	Knäortos, kort	Mörkblå	En storlek	40 cm
28309 0000	Knäortos, lång	Mörkblå	En storlek	60 cm
28311 0000	Extra bandset för 28308 kort	Mörkblå	En storlek	
28312 0000	Extra bandset 28309 lång	Mörkblå	En storlek	
28313 0000	Extra polstring 28308 kort	Mörkblå	En storlek	
28314 0000	Extra polstring 28309 lång	Mörkblå	En storlek	

