

E-SENSE ROM post-op knäortos

Denna helt unika postoperativa knäortos har teleskopiska skenor som kan justeras uppe eller nere till önskad längd mellan 46 till 69 cm. Leden är inställbar i önskad rörelseomfång. Flexion från 0° - 120° med 10° intervall och extension från 0° - 90° med 10° intervall. Leden kan även låsas i 0°, 15° och 30° med en enkel knapptryckning. Polstringen är tillverkad i ett "non-slip" material som andas. Materialets konstruktion gör att polstringen inte glider på benet. Endast en storlek som passar både vänster och höger. Det behövs inte några verktyg för att genomföra inställningarna. Banden har dubbellåsning - både med plastkrok och med kardborrlåsning.

Användningsområde: Postoperativ behandling.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått
47522	E-SENSE ROM post-op knäortos	En storlek	Bilateral	46 - 69 cm
47523	Extra polstring	En storlek	Bilateral	-