

## Catalyst Elite™ Rigid Top

Denna fyrapunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform.

Catalyst Elite™ Rigid Top har bygel på lårets framsida och underbenets baksida.

Catalyst Elite™ Rigid Top kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

**Användningsområde:** Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet.

Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Small	Vä/Hö	29-33 cm	29-33	37-43 cm
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Medium	Vä/Hö	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Large	Vä/Hö	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	X-Large	Vä/Hö	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	XX-Large	Vä/Hö	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm
55009	Extra Polstring	Small	Vä/Hö	-	-	-
55009	Extra Polstring	Medium	Vä/Hö	-	-	-
55009	Extra Polstring	Large	Vä/Hö	-	-	-
55009	Extra Polstring	X-Large	Vä/Hö	-	-	-
55009	Extra Polstring	XX-Large	Vä/Hö	-	-	-
55010	Extra Bandset	Small	-	-	-	-
55010	Extra Bandset	Medium	-	-	-	-
55010	Extra Bandset	Large	-	-	-	-
55010	Extra Bandset	X-Large	-	-	-	-
55010	Extra Bandset	XX-Large	-	-	-	-
55011	PCL Band	35 cm	-	-	-	-
55011	PCL Band	43 cm	-	-	-	-