



- ✓ **Bekväm knäortos för hyperextensionskontroll**
- ✓ **Medial-Lateral stabilitet**
- ✓ **Fri rörlighet**
- ✓ **Mycket låg vikt**
- ✓ **Låg profil**

CHECK™

CHECK™

Hyperextensionsortos med ökad AP/ML stabilitet

Hyperextensionskontroll

Ortosens längd gör att trycket mot femur och tibia blir mindre utan att göra hyperextensionskontrollen sämre. Detta bidrar till att ortosen blir mer bekväm att bära.

Fri rörlighet i leden

Eftersom ortosens fyra skenor rör sig helt oberoende av varandra kan den följa benets naturliga rörelsemönster från extension till full flexion.

Enkel att ta på och av

Banden sitter fast på polstringen för att underlätta rätt placering och korrekt plats för de olika polstringarna. När ortosen är utprovad rekommenderas att enbart öppna banden på ortosens framsida och endast på en sida.

Bekväm polstring

Tillverkad av konstläder som laminerats mot skum med mjuk velour på insidan. Ger mjukt och behagligt stöd för mjukdelarna.

Låg profil

Den smidiga konstruktionen gör att ortosen kan bäras under kläderna.



Unika D-ringar Endast på CHECK!

- Fyra unika D-ringar medföljer
- Smidiga med låg profil design
- Enkla att fästa
- Självslåsande skruvar
- Kan fästas på båda sidor

- **Kondylkuddar för bättre passform**
- **D-ringar som underlättar påtagning**
- **Rostfritt stål**



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Att motverka hyperextension i knäleden och att stödja knäledsinstabilitet:

- Genu recurvatum
- Ligamentinstabilitet
- Valgus/varus instabilitet
- Neurologiska skador/sjukdomar som medför svaghet i m Quadriceps

KONTRAIKATIONER:

Check Stainless får inte användas vid hög aktivitet (sport).

Art. nr.	Färg	Vä/Hö	Knämått M-L mid-patella	Längd
28652	Svart	Bilat.	9-13 cm	45 cm
28651	Extra bandset			
28653	Extra D-ringar 4 st			

Patent # DE69815379.0, FR1028676, GB1028676, IT1028676, US6368297