

Vista[®] ICU Back Panel

Aspen Vista[®] ICU ryggpanel är särskilt utformad för patienter som riskerar att få hudskador på bakhuvudet på grund av långvarigt liggande på rygg. Den använder standard Vista[®] Collar ryggpanel och ger samma nivå av rörelsebegränsning.

Den förlängda ryggpanelens höjd förhindrar att sängen glider vid rotation eller lägesändring av patienten, och ryggpanelens förlängning kan tas bort när patienten blir rörlig. Vitt eterskum med låg densitet omsluter patientens huvud och bidrar till att maximera tryckfördelningen. Grått polyuretanskum med högre densitet ger extra stöd och struktur. Den öppna designen tillsammans med skummet med öppna celler främjar luftflödet för ventilation.

Användningsområde

Rörelseinskränkning på grund av skada eller instabilitet på ryggliggande patienter under en längre period.
Dekompressionsbehandling, frakturbehandling, postoperativ stabilisering, whiplash, stukningar/slitningar, cervikogen huvudvärk, cervikalt disksyndrom, muskuloskeletal smärta, radikulopati.



Art.nr.	Modell	Storlek
480630000	Vista ICU bakre panel	One size
480640000	Extra polstring	One size

©Camp Scandinavia_2002_rev.01