

# VRTX Collar

VRTX Rigida halskrage är utformad för ett brett spektrum av patientanatomier och förbättrar appliceringstiden och precisionen. Kragen är en del av det modulära VRTX-systemet som ger optimal rörelsebegränsning för stabila ryggsador på flera nivåer - en standardlösning för ryggraden som är redo när patienten behöver den. Den prefabricerade VRTX Collar, CTO, LSO, TLSO och CTLSO kan trappas upp eller ned beroende på patientens behov, och den omedelbara universella dimensioneringen bidrar till ökad effektivitet.

VRTX Collar har en symmetrisk ryggspanel som är utformad för att säkerställa korrekt passform. Den justeras automatiskt till patientens neutrala huvudposition. Den har kortare laterala sidor och fler höjjusteringar för att passa ett större antal patienter. Polstringen på fram- och bakpanelen har en enkel design som underlättar byte. Bomullspolstringen är allergivänlig och har öppna celler som transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tät, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

## Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Stukningar/slitningar, Cervikogen huvudvärk, Cervikalt disksyndrom, Muskuloskeletal smärta, Radikulopati



Art.nr.	Modell	Storlek
480680000	VRTX COLLAR	One Size
480690000	VRTX COLLAR set - inkluderar extra polstring	-
480700000	Extra polstring	-