

# BINKY

UNIVERSAL LED



# BINKY UNIVERSAL LED

Denna universalled, utan flexion/extensionstopp, är avsedd att användas parvis vid ortostillverkning i termoplast eller tillsammans med en annan led. Binky kan användas både till barn och vuxna för handled, armbåge eller som ankelled. Den finns i två storlekar och levereras i par.



## Fördelar

- Frirörlig
- Enkelledad
- Torx skruvar
- Material: rostfritt stål



Art.Nr.	Enhet	Längd	Bredd	Tjocklek	Max. vikt
69688 0011	Set (2 stycken)	62 mm	12 mm	2,5 mm	< 35 kg
69688 0013	Set (2 stycken)	76 mm	18 mm	2,5 mm	< 100 kg