

FreeMotion

Free Movable Joints



FreeMotion

FreeMotion är en serie enaxliga frirörelseleder utvecklade för individuellt anpassade ortopediska hjälpmedel för både övre och nedre extremitet – för barn, ungdomar och vuxna. Leden kan användas fristående men fungerar även perfekt tillsammans med MultiMotion, MultiStatic och Titan Double Action – för ännu fler möjligheter i din ortoskonstruktion.

Användningsområde: FreeMotion-leder kan användas som individuell led eller som följeled på den kontralaterala sidan av den påverkade leden för att förbättra ortosens torsionsstyvhet.





Egenskaper

- Konfigurationer:
 - Proximalt och distalt modulärt skenfäste ^(1 & 5)
 - Proximalt skenfäste, distalt med T-skena ^(2 & 6)
 - Proximalt integrerad skena, distalt med T-skena ^(3 & 7)
 - Proximalt och distalt integrerade skenor ^(4 & 8)
- Rörelseomfång: +120° till -120°
- Skenbredd: 12 mm (small), 16 mm (medium)
- Skentjocklek: 3 mm
- Material: rostfritt stål

Komponenter

FreeMotion-lederna finns i storlekarna small och medium, vardera i följande utföranden: med modulärt skenfäste eller med integrerade skenor och/eller T-skena. Ett inriktningsverktyg samt olika ledskenor finns tillgängliga som tillbehör till FreeMotion-lederna.



Storlekstabell – FreeMotion

Nr.:	Art.nr.	Enhet	Storlek	Sida	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	Ø Led- huvud:	Offset T-skena	Längd botten till axel
1	696970000	styck	small	universal	93 mm	12 mm	11 mm	40 g	18 mm	-	46 mm
2	696980000	styck	small	universal	97 mm	12 mm	11 mm	72 g	18 mm	10 mm	50 mm
3	696990000	styck	small	universal	250 mm	12 mm	11 mm	106 g	18 mm	10 mm	50 mm
4	696950000	styck	small	universal	400 mm	12 mm	11 mm	102 g	18 mm	-	200 mm
5	697000000	styck	medium	universal	97 mm	16 mm	11 mm	52 g	22 mm	-	48 mm
6	697030000	styck	medium	universal	105 mm	16 mm	11 mm	88 g	22 mm	10 mm	55 mm
7	697040000	styck	medium	universal	260 mm	16 mm	11 mm	134 g	22 mm	10 mm	55 mm
8	696960000	styck	medium	universal	400 mm	16 mm	11 mm	140 g	22 mm	-	200 mm

Accessoarer

Ledskenor

Alla skenor levereras förborrade för optimal infästning. Skenorna har hög styvhet och finns i två olika storlekar samt flera olika utföranden.

Egenskaper

- Material: Aluminium



Storlekstabell – Ledskenor

Art.nr.	Enhet	Längd skena	Bredd skena	Tjocklek skena	Modell
691600000	set (2 skenor)	200 mm	12 mm	3,2 mm	Rak
691620000	set (2 skenor)	350 mm	12 mm	3,2 mm	Offset
691640000	set (2 skenor)	150 mm	12 mm	3,2 mm	T-skena
691610000	set (2 skenor)	200 mm	16 mm	4,0 mm	Rak
691630000	set (2 skenor)	450 mm	16 mm	4,0 mm	Offset
691650000	set (2 skenor)	150 mm	16 mm	3,2 mm	T-skena

FreeMotion justeringsverktyg

Justeringsverktyget förenklar tillverkningen av ortosen och är ett praktiskt, högkvalitativt verktyg som kan användas flera gånger för korrekt inriktning av FreeMotion-lederna på gipsen.

Storlekstabell – Inriktningsverktyg

Art.nr.	Enhet	Beskrivning
691670000	styck	T-skena
641660000	set	Justeringsverktyg

