

BYGELLEDSALTERNATIV

- Utbytbara med samtliga MILINE ankelkomponenter
- Hög hållfäshet och korrisionsbeständigt stål
- Tillgängliga alternativ för hög belastning
- Förlängd livslängd

Y-BYGEL



Art.nr.	Modell	Storlek
62540 0013	MILINE stand action y-bygel	13 mm
62541 0016	MILINE stand action y-bygel	16 mm
62542 0020	MILINE stand action y-bygel	20 mm
62543 0016	MILINE stand action y-bygel	16 mm
62544 0013	MILINE y-bygel	13 mm
62545 0016	MILINE y-bygel	16 mm
62546 0020	MILINE y-bygel	20 mm
62547 0016	MILINE y-bygel hög belastning	16 mm

NITBYGEL



Art.nr.	Modell	Storlek
62532 0013	MILINE nitbygel	13 mm
62533 0016	MILINE nitbygel	16 mm
62534 0020	MILINE nitbygel	20 mm
62535 0016	MILINE hd nitbygel	16 mm
62536 0013	MILINE stand act nitbygel	13 mm
62537 0016	MILINE stand act nitbygel	16 mm
62538 0020	MILINE stand act nitbygel	20 mm
62539 0016	MILINE stand act hd nitbygel	16 mm



Standard Action
Stirrup

Obs: Använd MILINE standard action y-byglar för ytterligare rörelsekontrollalternativ med MILINE Standard Action ankelled. Y-bygelhuvudena är laseretsade i steg om 5° för ROM-justering.

SKENALTERNATIV



KORT SKENA

- För bilaterala ortosutformningar

Art.nr.	Modell	Storlek
62529 0013	MILINE lamineringsskenor	13 mm
62530 0016	MILINE lamineringsskenor	16 mm
62531 0020	MILINE lamineringsskenor	20 mm



UNILATERAL KORT SKENA

- För unilaterala ortosutformningar

Art.nr.	Modell	Storlek
62548 0013	MILINE lamineringsskenor	13 mm
62549 0016	MILINE lamineringsskenor	16 mm
62550 0020	MILINE lamineringsskenor	20 mm

INKLUDERADE TILLBEHÖR



Fästskruvar



Tryckbrickor som tillval för att justera M/L-spel.

EXTRA TILLBEHÖR



VERKTYGSSATS FÖR TILLVERKNING

MODELL MI-FTK

Verktyssets kan användas för både unilaterala och bilaterala ortoser på samtliga tre MILINE storlekar.



MILINE™
METRIC INTERCHANGEABLE

CAMP®
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no


CAMP®
SCANDINAVIA

DOUBLE ACTION

- Långa ROM-fjädrar och ledpinnar ingår
- Booster med fjäderalternativ för utökade användningsområden
- Systematisk justeringsprocedur för MILINE Double Action ankelleder.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
62520 0013	Miline Double Action	13 mm	Bilateral
62523 0016	Miline Double Action	16 mm	Bilateral
62526 0020	Miline Double Action	20 mm	Bilateral



Art.nr.	Modell	Storlek	Ben/Sida	Ben/Sida
62521 0013	Miline Double Action (med booster)	13 mm	Lateral höger Medial vänster	Lateral vänster Medial höger
62522 0013	Miline Double Action (med booster)	13 mm	Lateral vänster Medial höger	Lateral höger Medial vänster
62524 0016	Miline Double Action (med booster)	16 mm	Lateral höger Medial vänster	Lateral vänster Medial höger
62525 0016	Miline Double Action (med booster)	16 mm	Lateral vänster Medial höger	Lateral höger Medial vänster
62527 0020	Miline Double Action (med booster)	20 mm	Lateral höger Medial vänster	Lateral vänster Medial höger
62528 0020	Miline Double Action (med booster)	20 mm	Lateral vänster Medial höger	Lateral höger Medial vänster

STANDARD ACTION

- Utbytbar med alla MILINE-byglar för att ge fri rörlighet vid fotleden.
- MILINE Standard Action är laseretsade i steg om 5° för optimal justering av rörelsestopp.




Standard Action



Art.nr	Modell	Vä/Hö	Storlek
62511 0000	Miline Standard Action Ankle Joint	Bilateral	13 mm
62512 0000	Miline Standard Action Ankle Joint	Bilateral	16 mm
62513 0000	Miline Standard Action Ankle Joint	Bilateral	20 mm

PRODUKT-EGENSKAPER




Fullskalig bild

(bild på modell MI-216-A1U)

DORSIFLEXION ASSIST

- Lång ROM fjäder och ledpinne, standard
- Booster för Plantarflexionsmotstånd, med fjäderalternativ för utökade applikationer



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
62514 1013	Miline Dorsiflexion Assist (utan booster)	13 mm	Lateral vänster/medial höger
62514 2013	Miline Dorsiflexion Assist (utan booster)	13 mm	Lateral höger/medial vänster
62515 1013	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	13 mm	Lateral vänster/medial höger
62515 2013	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	13 mm	Lateral höger/medial vänster
62516 1016	Miline Dorsiflexion Assist (utan booster)	16 mm	Lateral vänster/medial höger
62516 2016	Miline Dorsiflexion Assist (utan booster)	16 mm	Lateral höger/medial vänster
62517 1016	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	16 mm	Lateral vänster/medial höger
62517 2016	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	16 mm	Lateral höger/medial vänster
62518 1020	Miline Dorsiflexion Assist (utan booster)	20 mm	Lateral vänster/medial höger
62518 2020	Miline Dorsiflexion Assist (utan booster)	20 mm	Lateral höger/medial vänster
62519 1020	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	20 mm	Lateral vänster/medial höger
62519 2020	Miline Dorsiflexion Assist (med booster)	20 mm	Lateral höger/medial vänster

VIKTBEGRÄNSNING

Systemstorlek	Unilateral	Bilateral
13mm System	50 kg / 110 lb	80 kg / 176 lb
16mm System	85 kg / 187 lb	120 kg / 264.5 lb
20mm System	110 kg / 242.5 lb	160 kg / 352.5 lb

Fjäderalternativ för MILINE Double Action & Dorsiflexion Assist ankelleder.



MILINE Component Size		NB	B1*	B2	B3
		Utan Booster	Booster		
13 mm	Stelhet	Låg	Medel	Hög	—
	Aktiv ROM	15°	25°	12°	—
16 mm	Stelhet	Medel	Medel	Hög	Mycket hög
	Aktiv ROM	20°	20°	10°	20°
20 mm	Stelhet	Medel/Hög	Medel/Hög	Mycket hög	Maximal stelhet
	Aktiv ROM	15°	15°	10°	15°

* Distans använd i fjäderkonfiguration B1