

KID-Dee-Lite™ är den minsta justerbara ortosleden med dorsal- och plantarflexion

Kid-Dee-Lite™ - leden tillåter 40° justerbar rörlighet. Den är liten och smidig för ankelfotortoser till barn under fem år eller barn som väger upp till 25 kg.



Fördelarna för barnet / patienten

Eftersom ortosen är liten och smidig är det möjligt att påbörja en tidig behandling av barn med neuromuskulära sjukdomar som tex CP och MMC.

- Håller foten i önskad position
- Medverkar till ett bättre gångmönster
- Påverkar muskeltonus
- Förhindrar kontrakturer

Egenskaper

- Rörelseomfånget är justerbart från 20° plantarflexion till 20° dorsalflexion.
- Låg vikt - leden väger endast 20 gram.
- En böjd skena medföljer. Denna används när justeringsmöjlighet önskas ovanför malleolerna på termoplastortoser.
- Ortosleden kan vändas så att den korta skenan kommer upp, beroende av ortoskonstruktion.
- Levereras komplett för tillverkning (raka och böjda skenor, monterade leder, led pinne och monteringsdelar).

KID-Dee-Lite™