

Fast-Lite Splints

Fast-Lite gör det enkelt att anpassa skenor direkt vid applicering – snabbt och smidigt. Allt förarbete är redan klart, och skenan kan värmas upp och formas på patienten betydligt snabbare. Det sparar värdefull tid för både patient och vårdgivare.

Fast-Lite ger en stabil grund för ett bra slutresultat – ett stöd för vårdpersonal att uppnå bästa möjliga resultat.

Tillverkad av X-Lite[®] Classic – ett lätt, formbart och giftfritt material utan glasfiber eller isocyanater. Skenorna är förformade för armbåge och nedre extremitet och finns i storlek S till XL. Armbågsversionen finns för både höger och vänster sida.



Bomullsbasen har en ny, naturlig färg av oblekt bomull.

Fördelar:

- Förformad – ingen förberedelse krävs
- Snabb applicering direkt på patienten
- Lätt, stabil och formbar
- Finns i flera storlekar och varianter

Artikelnummer	Storlek	Skena	Vänster/Höger
64961	S - XL	Underbensskena	Universal
64962	S - XL	Armbågsskena	Hö/Vä