

## VWR Vattenbad

Rälstank av rostfritt stål täckt med yttre stålplatta. Levereras med ett praktiskt transparent plastlock och en universalbricka i botten för att skydda badkaret, som

enkelt kan tas bort och rengöras. Badkaret har digitala temperaturinställningar och en avloppskran för bekväm tömning.

- Snabb uppvärmning (ca 30 minuter med kallt kranvatten)
- Digital temperaturindikator med tre förinställda temperaturer
- Temperaturområde +5 till 99 °C med en precision på  $\pm 0,2$  °C.

### Övrigt:

Observera: Vattenbadet är klassificerat i säkerhetsklass I, vilket tillåter övervakad drift när det används med icke brännbara vätskor.

Skydda ditt vattenbad från rester från icke-belagda material genom att placera ett skyddsnät i botten.



Art.nr	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Höjd
64515	Vattenbad	26 L	Ytermått: 33,5 cm Tub: 27,8 cm	Ytermått: 59 cm Tub: 48,1 cm	Ytermått: 43 cm Tub: 17,5 cm
64516	Manosplint Heat Pan Liner	One Size	38 cm	61 cm	n/a

