

## Hyperextensionsstöd C35+

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för postoperativ behandling som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd, har en vridbar bröstplatta med gradering som gör det enkelt att ställa in vinkeln. Den nedre bygeln kan ställas i rörligt eller fast läge. Justerbar ryggplatta.

**Användningsområde:** Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit.



Art.nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Extra bröstplatta	En storlek	-	-
20352	Extra ryggplatta	Small/Medium	-	-
20352	Extra ryggplatta	Large/X-Large	-	-
20354	Extra band med spänne	Small/Medium	-	-
20354	Extra band med spänne	Large/X-Large	-	-
20356	Polstring till övre bygeln fram	-	-	-