

**CAMP**<sup>®</sup>

**STABILISERING**  
efter operation

**LÄTT STÖD**  
under rehabilitering

**NAVY**<sup>™</sup> **Xtra**

**3D-LITE**<sup>™</sup>  
Custom Mold  
to Patient

**2 in 1**  
STABIL eller MJUK



Navy™ Xtra ryggortos är avsedd att genom den individuellt formade ryggplattan och korsettens förstärkta främre del stabiliserar ryggen och bidra till smärtlindring. Ryggplattan är tillverkad av 3D-LITE™ material. Denna lågtemperaturplast andas, har låg vikt och är enkel att bearbeta även till de mest krävande patienter. Förstärkningarna på ortosens framsida kan enkelt tas ut. Den svarta textilen är av samma stabila och ventilerande material som används i vår serie med ryggortoser under varumärket NavyX™.



Navy™ Xtra består av tre delar:

- Den formbara ryggplattan av 3D-LITE™ material.
- Ett överdrag för ryggplattan.
- En elastisk gördel med extra stabiliserande band och förstärkningsplattor på framsidan.



#### Indikationer

Frakturer, Post-OP-Stabilisering, Post-OP disk-kirurgi, Degenerativa tillstånd i ryggraden, Diskbråck, Buktande disk, Spondylolistes, Spondylolys, Facettsyndrom, Spinal stenosis.

#### Kontraindikationer

Instabil ryggrad.

#### Anpassning

Denna produkt skall enbart anpassas av en medicinskt utbildad person. Ryggdelen av 3D-LITE™ material kan värmas i ugn eller med värmepistol vid ca 80°C.



Art.nr.	Storlek	Höftmått	Höjd Fram	Höjd Bak
23563 0010	X-Small	75 - 85 cm	16 cm	28 cm
23563 0011	Small	85 - 95 cm	16 cm	28 cm
23563 0012	Medium	95 - 105 cm	16 cm	31 cm
23563 0013	Large	105 - 115 cm	16 cm	31 cm
23563 0014	X-Large	115 - 125 cm	16 cm	31 cm
23563 0015	XX-Large	125 - 135 cm	16 cm	31 cm