



BOSTON LITE™

En helt ny version av Soft Brace!



- Ny design
- Tunn
- Låg vikt
- Smidig
- Separat innerdel
- Ventilerande textil
- Integrerade spännen



Boston LITE™ är en vidareutveckling av den vanliga "Soft Brace" som funnits på marknaden under många år.

Nya tekniker har gjort det möjligt att skapa en korsett som är både tunnare och mer ventilerad men med samma stabilitet.

Boston LITE har fått en del nya funktioner genom att förstärkningsmaterialet "bakas" in i plasten och gör det möjligt att göra hål mellan de olika förstärkningssegmenten.



Nya spännen, med låg profil och smidigt utseende, har utvecklats för en mer kosmetisk design.

Korsetten levereras med en separat innerdel som tillverkas av en "3D-Spacer"-väv.

Denna tillåter fukt och värme att absorberas så att huden hålls svalare och torrare, samtidigt som den fungerar som en polstring och fördelar trycket mot kroppen. Innerdelen används istället för ett vanligt linne.

För en mer kosmetisk design har nya spännen utvecklats som har en låg-profil och ger ett smidigare utseende.

Boston LITE finns enbart med öppning bak.



Korsettens smidiga och tunna konstruktion ger plats för en polstring som är mer vadderande.

BOSTON LITE™

En helt ny version av Soft Brace!



ORIGINALET

BOSTON SOFT BODY JACKET

Prefabricerad korsett avsedd för patienter med nedsatt muskelstyrka, svag bålkontroll eller som av andra anledningar inte klarar en rigid ortos. Modulen är tillverkad av hårdare polyetenfoam på utsidan och en mjukare polyetenfoam på insidan. Standardmodulen finns i 30 storlekar, är vit har 15° lordos, öppning bak samt öppna kanaler för förstärkningar. Boston Soft Body Jacket kan beställas i en mängd olika färger och kombinationer samt efter individuella mått. Korsetten skall användas tillsammans med linne.



Boston Soft Body Jacket kan nu beställas även med integrerad ramstruktur eller en extern ramstruktur som är avtagbar. Genom att använda ramstrukturen är det enklare att göra anpassningar för olika typer av tuber, ventilation, bräck eller annat. Den externa ramen kan även beställas i olika mönstervarianter - samma mönster som finns tillgängliga för vanliga skoliosmoduler. Den bakomliggande plasten i polyeten finns endast i vit. Vilken typ av Soft Body Jacket som önskas, anges på beställningsformuläret. Nytt uppdaterat formulär finns att hämta på www.camp.se.



BOSTON LITE™



"Proven Orthosis for supportive treatment."

"The major advantage of this orthosis was a marked improvement in sitting stability in 80% of patients."

Letts et al: St. Amant Rehabilitation Centre & Winnipeg Children's Hospital, University of Manitoba, Canada



Art.nr.	Modell	Beskrivning	Modell	Lordosgrad
29707	Boston Soft Original	Standardmodul	Öppna kanaler	15°
29708	Boston Soft Original	Måttbeställd	Öppna kanaler	Valbar
29709	Boston Soft Original	Standardmodul	Slutna kanaler	15°
29710	Boston Soft Original	Måttbeställd	Slutna kanaler	Valbar
29719	Band med spänne	För 29707 - 29710	5 x 30,5 cm	
29725	Boston LITE (inkl. 1 liner)	Modul, ej färdigställd	J1 - Y4A	15°
29726	Boston LITE (inkl. 1 liner)	Modul, ej färdigställd	Måttbeställd	15°
29728	Boston LITE (inkl. 1 liner)	Färdigställd	Måttbeställd	15°
29729	Boston LITE (inkl. 1 liner)	Färdigställd	J1 - Y4A	15°
29730	Liner för Boston LITE		1 - 6*	
29731	Extra band Boston LITE	Set om 3 band/spännen	En storlek	

*Storlekarna för Boston LITE Liner täcker in 2 storlekar av modulen (J1/J2 = storlek 1, J3/J4 = storlek 2)

Indikationer:

Neuromuskulära skolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.